

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN




Fig. 1B1d. 1




Fig. 2B1a. 2



Fig. 2B1a. 3



Fig. 2B1a. 4



Fig. 2B1a. 5




Fig. 2B1a. 6



Fig. 2B1a. 7



Fig. 2B1a. 8




Fig. 2B1a. 9



Fig. 2B1a. 10



Fig. 2B1a. 11



Fig. 2B1a. 12



Fig. 2B1a. 13



Fig. 2B1a. 14



Fig. 2B1a. 15



Fig. 2B1a. 16




Fig. 2B1a. 17



Fig. 2B1a. 18



Fig. 2B1a. 19



Fig. 2B1a. 20



Fig. 2B1a. 21



Fig. 2B1a. 22



Fig. 2B1a. 23



Fig. 2B1a. 24



Fig. 2B1a. 25



Fig. 2B1a. 26



Fig. 2B1a. 27



Fig. 2B1a. 28



Fig. 2B1a. 29



Fig. 2B1a. 30

everX Posterior™

FIBER REINFORCED COMPOSITE FOR DENTIN REPLACEMENT

Use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
 everX Posterior is suitable for use as the reinforcing material for direct composite restorations, especially in large posterior cavities, for example:
 1. Cavities including 3 surfaces or more
 2. Cavities with missing cusps
 3. Deep cavities (including class I, II and endodontically treated teeth)
 4. Cavities after amalgam replacement
 5. Cavities where onlays & inlays would also be indicated
 Note:
 everX Posterior should always be covered with a layer of light-cured universal restorative composite, for sufficient wear resistance

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymers
- At least one horizontal dimension of the cavity should exceed 3 mm.
- The product is not suitable for patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers.
- Do not use as final approximal and surface composite layer.

DIRECTIONS FOR USE

- Shade Selection
Clean the tooth with pumice and water. Shade selection of the final composite enamel layer should be made prior to isolation.
- Cavity Preparation (Fig. 1)
Prepare cavity using standard techniques. Dry by gently blowing with oil free air. The use of rubber dam is recommended to isolate prepared tooth from contamination with saliva, blood or sulcus fluid.

Preparation of everX Posterior (Fig. 3) – see note for Class II and large cavities

Pulp capping, use calcium hydroxide.

Bonding treatment (Fig. 2)
 For bonding everX Posterior to enamel and/or dentin, use a light-cured bonding system such as G-Premo BOND, G-g-nial Bond or G-BOND. Follow manufacturer's instructions.

Placement of everX Posterior (Fig. 3) – see note for Class II and large cavities

Insert everX Posterior into the Unitip APPLIER II or equivalent.
 Remove the cap, and extrude everX Posterior material directly into the cavity.

Remove the cap, and extrude everX Posterior material directly into the cavity.

Light curing everX Posterior in the cavity, using suitable instruments, until it has been adapted tightly against the cavity floor and walls. To prevent premature curing, avoid bright light in the work area. When placing everX Posterior material in the cavity, ensure that there is enough space for the overlying composite on all surfaces of the restoration (refer to point 6).

Use a suitable matrix system to establish the proximal contact and note – Class II and large cavities (Fig. 3a, 3b)

When placing everX Posterior in Class II or larger cavity, build first the missing walls by using light-curing restorative composite before placing everX Posterior. The wall should be thick enough to withstand the application pressure of everX Posterior.

Material may be hard to extrude immediately after removing from cold storage. Prior to use, leave to stand for a few minutes at normal room temperature.

Light curing everX Posterior using a light curing unit. Keep light guide as close as possible to the surface. Refer to the following chart for irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Curing device	Irradiation Time	Depth of cure
High Power LED Light (>1200 mW/cm²)	10 sec.	4 mm
Halogen/ Normal LED Light (700 mW/cm²)	20 sec.	4 mm

Note:
 Lower light intensity may cause insufficient curing or discoloration of the material.

Placement of the overlying composite (Fig. 5)
 Fill the remaining cavity space with a wear- resistant and polishable restorative composite, such as G-g-nial Posterior or GC KALORE. The composite layer should be of 1-2 mm on the occlusal surface. Light-cure as instructed by the manufacturer.

Finishing and Polishing
 Check and adjust the occlusion. Finish and polish using standard techniques.

SHADE
 everX Posterior is available in one universal shade.

STORAGE
 Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight.

PACKAGES
 50 units (0,25 g / 0,13 mL)
 50 units (0,25 g / 0,13 mL)

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. Take care to avoid ingestion of the material.

4. Prior to starting the filling process, partially extrude paste outside of the patient's mouth and away from the patient to ensure paste is flowing properly.

5. Do not mix with other similar products.

6. For infection control reasons, Unitips are for single use only.

7. Wear rubber-fleece plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.

8. Wear protective eye glasses during light curing.

9. When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.

10. Avoid getting material on clothing.

11. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before light curing.

12. Do not use everX Posterior in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder everX Posterior from setting.

13. Do not wipe the unitip with excessive alcohol as this may cause contamination of the paste.

14. Dispose of all wastes according to local regulations.

15. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

16. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
<http://www.gceurope.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
 MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects: Any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instructions for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
 as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 11/2021

everX Posterior™

GLASFASERVERSTÄRKTES COMPOSITE ALS DENTINERSATZMATERIAL

Nur durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die beschriebenen Indikationen anzuwenden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
 everX Posterior ist geeignet als verstärkendes Material für direkte Kompositrestaurationen, insbesondere bei großen Kavitätengrößen, zum Beispiel:
 1. >3-er-mehrfächliche Kavitäten
 2. Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Methacrylatmonomer oder Methacrylatpolymer haben.
 3. Mindestens eine horizontale Dimension sollte die Kavitätengröße von 3 mm überschreiten.
 4. Tiefe Kavitäten (Klasse I, II und endodontisch behandelte Zähne)
 5. Kavitäten nach Amalgamersatzungen
 6. Kavitäten wo Onlays oder Inlays verwendet werden sollen.
 Anmerkung:
 everX Posterior sollte für eine ausreichende Festigkeit immer mit einer Schicht lichthärtendem Kompositmaterial abgedeckt werden.

KONTRAINDIKATIONEN

- Direkte Pulpaabdeckung
- Verwendung dieses Produkts bei bekannten Allergien gegenüber Methacrylatmonomeren oder Methacrylatpolymeren
- Mindestens eine horizontale Dimension der Kavität darf die Breite von 3 mm überschreiten.
- Das Produkt darf nicht bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit auf Methacrylatmonomere verwendet werden.

ANWENDUNG

Farbauswahl
 Zahn mit Binnsstein und Wasser reinigen. Die Farbauswahl der definitiven Kompositrestauration sollte vor der Isolation erfolgen.

Kavitätvorbereitung (Bild 1)
 Die Kavität mittels Standardtechnik präparieren. Mit mäßigen, offenen Luftstrom trocknen. Kofferdam wird zur Isolierung der präparierten Zähne empfohlen, um eine Kontamination mit Speichel, Blut, oder Gewebeflüssigkeit zu vermeiden.

Zur Pulpaabdeckung Calciumhydroxid verwenden.

Bindungen (Bild 2)
 Zum Bonden von everX Posterior an Schmelz- und/ oder Dentin ein lichthärtendes Bondingsystem wie G-Premo BOND, G-g-nial Bond oder G-BOND benutzen. Die Herstellerangaben befolgen.

Einsetzen von everX Posterior (Bild 3) – siehe Anmerkung, für Klasse II oder größere Kavitäten

Legen Sie everX Posterior in der Unitip APPLIER II, oder einem äquivalenten EverX Posterior in die Verschlusskappe und füllen Sie everX Posterior Material direkt in die Kavität.

Stopfen Sie everX Posterior in der Kavität entsprechende Kompositmaterial ein, bevor Sie everX Posterior in die Kavität einbringen. Die Wand sollte dick genug sein, um den Druck während der Applikation von everX Posterior standzuhalten.

Material kann nach dem Entfernen aus der Verschlusskappe und in die Kavität stopfen.

Verwendung eines geeigneten Matrizesystems zum Aufbau der Endflächen von everX Posterior (Bild 3) – siehe Anmerkung

Wenn Sie everX Posterior in Klasse II oder größeren Kavitäten platzieren, zuerst die fehlenden Wände mit lichthärtendem Kompositmaterial aufbauen, bevor Sie everX Posterior Material platzieren. Die Wände sollten stabil genug sein, um dem Druck während der Applikation von everX Posterior standzuhalten.

Finishing
 Nach sehr kühler Lagerung kann es schwierig sein, das Material zu entnehmen. Vor der Benutzung durch einige Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren.

Klinischer Hinweis
 Optional zuerst eine dünne Schicht fließfähiges Composite in den Kavitätenspalt auftragen (z. B. G-g-nial Flo X, GRADIA DIRECT Flo), bevor everX Posterior appliziert wird.

Beachtungstabelle
 Die Wände sollten stabil genug sein, um dem Druck während der Applikation von everX Posterior standzuhalten.

Belichtungszeit und Aushärtetiefe	Appareil de polymérisation	Temps d'irradiation	Profondeur de polymérisation
Lichtgerät			
Hochleistungs-LED Lichtgerät (>1200 mW/cm²)	LED à puissance élevée (>1200 mW/cm²)	10 sec.	4 mm
Halogen/ Normales LED Lichtgerät (700 mW/cm²)	Halogène/ Normale LED Light (700 mW/cm²)	20 sec.	4 mm

Note:
 Eine niedrigere Lichtintensität kann zu unzureichender Polymerisation und einer Dekoloration des Materials führen.

Placement of the overlying composite (Fig. 5)
 Remplir le reste de la cavité d'un composite de restauration résistant et facile à polir comme le G-g-nial Posterior ou le GC KALORE.

Finalisation et Polissage
 Vérifier et ajuster l'occlusion. Finir et polir de façon classique.

TEINTES
 everX Posterior est disponible en une teinte universelle.

CONSERVATION
 Pour des performances optimales, conservez dans un endroit frais et sombre (4-25°C / 39,2-77,0°F) à l'abri de températures élevées et des rayons de soleil directs.

CONDITIONNEMENT
 15 unitips (0,25 g / 0,13 mL)
 50 unitips (0,25 g / 0,13 mL)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirez immédiatement avec un coton ou une éponge imbibée d'alcool. Rincez à l'eau. Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc étou du dam et/ou COCOA BUTTER peut être utilisée pour isoler le champ opératoire.

2. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et consultez un spécialiste.

3. Ne pas mélanger le produit avec le matériel.

4. Avant de débuter la procédure d'obturation, extraire partiellement la pâte hors de la bouche et loin du patient pour s'assurer que la pâte sécoule correctement.

5. Ne pas mélanger avec des produits similaires.

6. Pour des raisons évidentes d'hygiène, les unitips sont à usage unique.

7. Porter des gants avec ou sans plastique pendant l'opération et éviter tout contact direct d'air inhibé sur les couches de résines pour prévenir les risques de sensibilisation.

8. Porter des lunettes de protection lors de la photopolymérisation.

9. Lors du polissage du matériel photopolymérisé, utiliser un collecteur de poussières et portez un masque pour éviter d'inhaler la poussière.

10. Évitez tout contact du matériel avec les vêtements.

11. En cas de contact avec les zones non soignées de la dent ou de la prothèse, évitez avec un instrument adapté, une éponge ou une pellette de coton avant la photopolymérisation.

12. Ne pas utiliser everX Posterior avec des matériaux contenant de l'eugénol car ce dernier gêne la prise.

13. Ne pas essayer l'unitip avec tout alcool car cela pourrait contaminer la pâte.

14. Jetez les restes selon les réglementations locales.

15. Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un médecin.

16. Une sensibilité temporaire peut apparaître chez certains patients.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
<http://www.gceurope.com>

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTION
 Systèmes à distribution multi-usage: pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif.

NE PAS IMMÉRGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'accumulation et l'accumulation de contaminants. Désinfecter avec un désinfectant à accumulation de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

DECLARATION DES RISQUES INDÉSIRABLES:
 Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement au système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
 ainsi qu'à notre système de vigilance interne: vigilance@gc.dental.
 Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 11/2021

Letzte Aktualisierung: 11/2021

everX Posterior™

COMPOSITE FIBRO-REINFORCE POUR REMPLACEMENT DENTAIRE DEFINITIF

Utilisation seulement par un professionnel de l'art dentaire et selon les recommandations indiquées.

INDICATIONS
 everX Posterior utilise comme matériau renforcé destiné aux restaurations directes postérieures un matériau composite renforcé de larges cavités postérieures, telles que :
 1. Cavités comportant 3 faces ou plus
 2. Cavités avec cuspidés manquants
 3. Cavités profondes (y compris classe I, II et traitement endodontique)
 4. Cavités après remplacement d'amalgame
 5. Cavités avec indications possibles d'onlays & inlays
 Note:
 everX Posterior doit toujours être recouvert d'une couche de composite de restauration universelle photopolymérisable pour bénéficier d'une résistance à l'abrasion suffisante.

CONTRE-INDICATIONS

- Coiffage pulpaire direct.
- Éviter d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères ou polymères méthacrylates.
- Au moins une dimension horizontale de la cavité doit être supérieure à 3 mm.
- Ce produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité avérée aux monomères méthacrylates.
- Ne pas utiliser comme couche de composite finale.

MODE D'EMPLOI

1. Sélection de la teinte.
 Nettoyez la dent avec de la ponce et de l'eau. La sélection de la teinte de la couche finale de composite (émaïl) doit être réalisée avant l'isolation.

2. Préparation de la cavité (Fig. 1)
 Préparez la cavité selon les techniques standards. Séchez soigneusement avec de l'air sans trace d'huile. L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée pour isoler la dent préparée de toute contamination par la salive ou le fluide sulcaire.

3. Pour un coiffage pulpaire, utilisez un hydroxide de calcium.

4. Traitement du Bonding (Fig. 2)
 Pour le collage de everX Posterior à l'émail et/ou dentine, utilisez un système adhésif photopolymérisable comme le G-Premo BOND, G-g-nial Bond ou G-BOND. Suivez les instructions du fabricant.

5. Placement de everX Posterior (Fig. 3) – cf note pour les Classes II ou de larges cavités

Insérer everX Posterior nell'Unitip APPLIER II o equivalente. Ritirare la capsula e estrarre il materiale everX Posterior direttamente dalla cavità.

Stopfen Sie everX Posterior in der Kavität entsprechende Kompositmaterial ein, bevor Sie everX Posterior in die Kavität einbringen. Die Wand sollte dick genug sein, um den Druck während der Applikation von everX Posterior standzuhalten.

Material kann nach dem Entfernen aus der Verschlusskappe und in die Kavität stopfen.

Verwendung eines geeigneten Matrizesystems zum Aufbau der Endflächen von everX Posterior (Bild 3) – siehe Anmerkung

Wenn Sie everX Posterior in Klasse II oder größeren Kavitäten platzieren, zuerst die fehlenden Wände mit lichthärtendem Kompositmaterial aufbauen, bevor Sie everX Posterior Material platzieren. Die Wände sollten stabil genug sein, um dem Druck während der Applikation von everX Posterior standzuhalten.

Finishing
 Nach sehr kühler Lagerung kann es schwierig sein, das Material zu entnehmen. Vor der Benutzung durch einige Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren.

Klinischer Hinweis
 Optional zuerst eine dünne Schicht fließfähiges Composite in den Kavitätenspalt auftragen (z. B. G-g-nial Flo X, GRADIA DIRECT Flo), bevor everX Posterior appliziert wird.



everX Posterior™
FIBERFÖRSTÄRKT KOMPOSIT TIL BASEFYLLNING
Må kun bruges af dentale fagfolk i anbefalede indikationsområder.

ANBEFALEDE INDIKATIONER:
everX Posterior bruges som det forstærkende materiale til direkte komposit restaurationer, specielt i store posteriore kaviteter, ex.
1. Kaviteter der inkluderer 3 flader eller flere
2. Kaviteter med materialet i størrelsesorden 1 til 6 mm
3. Dybe kaviteter (inkl. klasse I, II og endodontisk behandlede tænder)
4. Kaviteter efter fjernelse af amalgam
5. Kaviteter (inkl. klasse I, II og endodontisk behandlede tænder)
Bemærk:
everX Posterior skal altid dækkes af et lag lypolymeriserende universal restorativ komposit for at opnå sufficient sidestøtten.

KONTRAINDIKATIONER:
1. Direkte pulpaoverkapping.
2. Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor metakrylat monomer eller methyl glycol ether.
3. Der bør være mindst én horizontal dimension på 3mm i kaviteten.
4. Produktet er ikke velegnet til patienter der har tidligere kendte overfølsomhedsreaktioner overfor metakrylat monomer.
5. Må ikke bruges som afsluttende approximal eller overlade komposit lag.

BRUGSDIREKTIVER/PROCEDUREBESKRIVELSE
1. Færgelag
Rengør linden med pimpsten og vand. Færgen på det afsluttende emalle kompositlag bør velegnes til isolering i kofferdammsalinger.
2. Kavitspræparation (Fig. 1)
Præparer kaviteten efter standardprincipper. Tørblæs med olierfri færgespræparation (Fig. 1).
3. Rengør og poler den afsluttende proximal og overlade komposit lag med en præparerende tand med saliva, blod eller postlevæske.
BEMÆRK:
Brug et lypolymeriserende bondingsystem som G-Enial Bond, G-BOND eller everX Posterior som et afsluttende lag på alle områder af den buede everX Posterior (Fig. 3a, 3b).
4. Placering af everX Posterior (Fig. 3) – se note for Klasse II eller store kaviteter.
Indsæt everX Posterior i en Unifit APPLIER II eller tilsvarende. Tag hæften af og pres everX Posterior direkte ned i kaviteten. Slap/Pak everX Posterior og kaviteten med egnede instrumenter indtil det har adapteret tæt mod kavitslidsbotten og -vægge.
For at der skal forlids til lyd polymerisering færges stærke lyklidler fra everX Posterior til komposit. Brug enten en lyklidnings instrument, eller et elastiskrækket plasts til den overliggende komposit på alle overflader af restaureringen. (jvnt. pkt 6)
5. Polering
Klasse II eller store kaviteter Klasse II og større kaviter (Fig. 3a, 3b) a) Brug et egnet matricesystem til at etablere approximale konturer og stille en tæt kontakt med store kaviteter (Fig. 3a, 3b)
b) Når everX Posterior bruges i Klasse II eller større kaviteter opbygges først de manglende vægge med en lypolymeriserende komposit for everX Posterior appliceres. Væggene skal være tørre nok til at modstå aplikationstryk fra everX Posterior.
Bemærk:
Kaviteten kan muligvis være svært at dispensere hvis det kommer direkte fra køleskab liden inden brug. Derfor skal materialet have rumtemperert et par minutter før brug.

Kliniske hint
Ved underskæring applicer først et tyndt lag flowkomposit (eks. G-anial Fio X, GRADIA DIRECT FIO) i kaviteten botten og pak det ned i kaviteten.
Arbring everX Posterior ovenpå flowkomposit og pak det i kaviteten.

5. Lypolymerisering (Fig. 4)
Hold lykliden/polymeriseringslampe så tæt på overfladen som muligt. Brug et afsluttende emalle skema for polymerisationsid og effektiv polymerisationsyde.
Hærdetider og polymerisationsyde
Curing device Tid Polymerisationsyde
High Power LED Light (>1200 mW/cm²) 10 sek. 4 mm
Halogen/Normal LED Lamp (700 mW/cm²) 20 sek. 4 mm
Bemærk:
Lav lysintensitet kan forårsage ufuldstændig polymerisation eller misfarvning af materialet.
6. Placering af den overliggende komposit (Fig. 5)
Flyt återstillet everX Posterior med stiltskærb og polerbar komposit, såsom G-anial Posterior eller GC KALORE. Det ytterste skiktet bør være 1-2 mm på den okklusale ytan. Ljushårda enligt tilverktægens instruktioner
7. Puts og polering
Kolla och justera okklusionen. Putsa och polera enligt standard tekniker.
Kontroller og tllpas okklusionen. Finish og poler etter standard tekniker.
FARVE
everX Posterior fås i en universal farve.

OPBEVARING
For optimal resultat skal, opbevares køligt og mørkt (4-25°C / 39,2-77,0°F), væk fra hve temperaturer og direkte sollys.
PÅKNING
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)

ADVARSEL
1. I tilfælde af kontakt med orale væv eller hud fjernes dette øjeblikkeligt ved vat eller en svamp dyppet i alkoholsprit. Skyl med vand. For at undgå vækst af bakterier, anvend kofferdam eller COCOA BUTTER for at isolere arbejdsområdet.
2. I tilfælde af kontakt med øjne skylles straks med vand og søg deretter læge.
3. Undgå at synke/indtage materialet.
4. Inden brug på patienten, trykkes en lille smule ud påen blok for at sikre at materialet flyder som forventet.
5. Bland ikke produktet med andre liggende produkter.
6. For at undgå smittefare er uldige engangsmaterialer.
7. Brug handsker til direkte kontakt med ikke-afbundet resin lag.
Dette kan give overfølsomhedsreaktioner.
8. Bær beskyttelsesbriller under polymerisationen.
9. Brug en støvsuger/luftrenser og bær mundbindsstativmaske når det polymeriserede materiale poleres for at undgå at inhalere pudesætvind.
10. Undgå at få materiale på tøj.
11. I tilfælde af kontakt med udtilguede tandområder og protektiske restaurationer fjernes det med instrumenter, svamp eller vatpættet for lypolymerisering.

12. Brug ikke everX Posterior sammen med eugenholdige materialer, da eugenolen kan forhindre afbindingen af everX Posterior.
13. Efter ikke uldige ni udtagne mængder af alkoholsprit, så dette kan forårsage kvæmningsafføringsmaterialer.
14. Afaldshåndtering i henhold til lokale regulativer.
15. I sjældne tilfælde kan produktet give overfølsomhedsreaktioner hos nogen mennesker. Hvis dette opleves stoppes med brugen afproduktet og der henvises til lægen.
16. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
Nogle produkter som er beskrevet i FU er evt. klassificeret som farlig i hhk GHS. Læs altid på alle arbejdsvejlednings anvisninger som kan findes på <http://www.gceurope.com>
De kan altid rekvireres hos dit depot.
RENGØRING OG DESINFIKTION
APPLICERINGSYSTEM TIL FLERGANGSRUG: For at undgå kryskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE BRUGES TIL LØSNINGSVEKTER: Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.
Udsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug af produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vores interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du bliver udsat for en akut sundhedsfare, skal du straks kontakte din læge og henvende sig til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021



everX Posterior™
FIBERFÖRSTÄRKT KOMPOSIT FÖR ANVÄNDNING SOM DENTINERÅTTNING
Får endast användas av utbildad personal och vid rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
everX Posterior används som förstärkande material vid direkta komposit restaurationer, speciellt i stora posteriora kaviteter, till exempel:
1. Kaviteter som innefattar 3 eller fler ytor
2. Kaviteter med avskrävad kusp
3. Dybe kaviteter (inkl. klass I, II och endodontiskt behandlede tænder)
4. Kaviteter efter amalgamborttagning
5. Kaviteter där omläys & inlays är indikerade
Notes:
everX Posterior bör alltid täckas av ett lager med ljushårda universal komposit, för tillräcklig kontaktresistens.

KONTRAINDIKATIONER
1. Direkt pulpaoverkapping.
2. Undvik att använda produktet på patienter med känt allergi mot metakrylatmonomerer eller metakrylatpolymerer.
3. Der bør være mindst én horizontal dimension på 3mm i kaviteten.
4. Produktet er ikke velegnet til patienter der har tidligere kendte overfølsomhedsreaktioner overfor metakrylat monomer.
5. Må ikke bruges som afsluttende approximal eller overlade komposit lag.

BRUKSANVISNING
1. Færgelag
Rengør linden med pimpsten og vatten. Færgningen av det slutliga kompositlagget bør göras innan isolering.
2. Kavitspræparation (Fig. 2)
Præparer lænden enligt gällande teknik. Luftblås försiktigt med öppen luft. För att minska risken för kontaminering av salv, blod och eventuellt vätska från sutkus rekommenderar vi användning av offerter.
3. Båndning (Fig. 2)
Använd ett ljushårda bondingsystem vid användning av everX Posterior såsom G-Enial Bond, G-anial Bond eller G-BOND. Följ tillverkarens instruktioner.
4. Placering av everX Posterior (Fig. 3) – se notering för klass II eller stora kaviteter.
Placera everX Posterior i en Unifit APPLIER II eller motsvarande. Ta bort locket och extrudera everX Posterior material direkt i i kaviteten.
5. Polering
Klasse II eller store kaviteter Klasse II og større kaviter (Fig. 3a, 3b) a) Brug et egnet matricesystem til at etablere approximale konturer og stille en tæt kontakt med store kaviteter (Fig. 3a, 3b)
b) Når everX Posterior bruges i Klasse II eller større kaviteter opbygges først de manglende vægge med en lypolymeriserende komposit for everX Posterior appliceres. Væggene skal være tørre nok til at modstå aplikationstryk fra everX Posterior.
Bemærk:
Kaviteten kan muligvis være svært at dispensere hvis det kommer direkte fra køleskab liden inden brug. Derfor skal materialet have rumtemperert et par minutter før brug.

Kliniske tips
Ved underskæring applicer først et tyndt lager flytende komposit (eks. G-anial Fio X, GRADIA DIRECT FIO) i kaviteten botten og pak det ned i kaviteten.
Placera everX posterior ovenpå den flytbara kompositen och packa det i kaviteten.

5. Ljushårdning (Fig. 4)
Utsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir utsatt for en akut helsefare, skal du straks kontakte din læge og henvende seg til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021

Hårdningstid	Hårdningsdjup	Hårdningstid	Hårdningsdjup
LED Lampa >1200 mW/cm ²)	10 sek. 4 mm	Halogen/Normal LED Lampa (700 mW/cm ²)	20 sek. 4 mm

Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva
Aparelho de polimerização Tempo de Irradiação Profundidade de polimerização
Luz LED de alta potência (>1200 mW/cm²) 10 seg. 4 mm
Halógeno/Luz LED Normal (700 mW/cm²) 20 seg. 4 mm
Nota:
A intensidade de luz deve maisa baixa pode resultar numa polimerização insuficiente ou descoloração do material.
6. Polimerização (Fig. 4)
Utsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir utsatt for en akut helsefare, skal du straks kontakte din læge og henvende seg til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021


FÅRG
everX Posterior finns tillgänglig i en universal färg.

OPBEVARING
For optimal resultat skal, opbevares mørkt og svakt (4-25°C / 39,2-77,0°F), og i høj temperatur og direkte sollys.
FØRPAKNING
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)

ADVARSEL
1. I håndelse af kontakt med oral vænd eller hud, anvilgnsa omedelbart med bomull eller en svamp indrænk i alkohl. Skyl med vatten. For at undgå vækst af bakterier, anvend kofferdam eller COCOA BUTTER for at isolere arbejdsfeltet från hud eller oral vænd.
2. Vid kontakt med øjnen, spolj gena med vatten och kontakta läkaren.
3. Materiel skal ej fortåras.
4. Innan flytladspressen påbörjas, tryck ut lite material utanfor patientens mun och bort från patienten för att säkerställa att pastorna flödar ordentligt.
5. Blanda ej med liknande produkter.
6. For at undgå smittspridning, Unifits är enbart till for engångsbrug.
7. Brug en støvsuger/luftrenser og bær mundbindsstativmaske når det polymeriserede materiale poleres for at undgå at inhalere pudesætvind.
10. Undvik at få materiale på klæderne.
11. Ved kontakt med udtilguede tandområder og protektiske restaurationer fjernes det med instrumenter, svamp eller bomullsplett innan lypolymerisering.

12. Brug ikke everX Posterior i kombination med eugenholdige materialer, da eugenolen kan forhindre afbindingen af everX Posterior.
13. Efter ikke uldige ni udtagne mængder af alkoholsprit, så dette kan forårsage kvæmningsafføringsmaterialer.
14. Afval håndtering enligt lokale framtagna rekommendationer.
15. I sjældne tilfælde kan produktet orsaka känslighet hos vissa personer. Om några sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produktet og der henvises til lägen.
16. Personliga värnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind och beskyttelsesbriller skal alltid bæres.
Nogle produkter som er beskrevet i FU er evt. klassificeret som farlig i hhk GHS. Læs altid på alle arbejdsvejlednings anvisninger som kan findes på <http://www.gceurope.com>
De kan altid rekvireres hos dit depot.
RENGØRING OG DESINFIKTION
APPLICERINGSYSTEM TIL FLERGANGSRUG: For at undgå kryskontaminering mellem patienter så fordras dessa enheter desinficering på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres omedelbart enheten samt kavitetforrensning og polering.
MÅ IKKE BRUGES TIL LØSNINGSVEKTER: Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.
Udsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir udsatt for en akut sundhedsfare, skal du straks kontakte din læge og henvende sig til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021



everX Posterior™
COMPOSITO REFORÇADO COM FIBRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE DENTINA
Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
everX Posterior é indicado a utilização como material de reforço em restaurações compostas com fibra especialmente em cavidades posteriores de grandes dimensões
1. Cavidades com 3 superfícies ou mais
2. Cavidades com profundidade de 3 mm ou mais
3. Cavidades profundas (incluindo cavidades de classe I, II e dentes com tratamento endodôntico)
4. Cavidades após substituição de amalgama
5. Cavidades para as quais tremas sem indicação onlays e inlays
Nota:
everX Posterior deve ser sempre coberto com uma camada de composito restaurador universal fotopolimerizável, para uma adequada resistência ao desgaste.

KONTRAINDIKATIONER
1. Protección pulpár directa.
2. Evitar a utilizao deste produto em pacientes com alergia conhecida ao monómero de metacrilato ou ao poliômero de metacrilato.
3. Não menos uma dimensão horizontal da cavidade deve ser superior a 3 mm.
4. O produto não é adequado a pacientes com história de hipersensibilidade a monômeros de metacrilato.
5. Não utilizar como camada de composito final proximal e de superficie.
INSTRUCÖES DE UTILIZAÇÃO
1. Seleção de tonalidades
Limpe o dente com pasta de pasta de pedra pómos e água. A seleção da tonalidade da camada de emalle do composito final deve ser feita antes do bndamento.
2. Preparo de cavidade
Preparar a cavidade usando técnicas padrão. Segue com um jato de bóracha para isolar o dente preparado de contaminação com saliva, sangue ou fluido salivár.
3. Bandagem (Fig. 2)
Para a preparação da cavidade usar um sistema adesivo fotopolimerizável tal como G-Enial Bond, G-anial Bond ou G-BOND.
4. Procedimento restaurador com everX Posterior (Fig. 3) – ver nota para cavidades de Classe II ou de grandes dimensões.
Inserir everX Posterior na ponta Unifit APPLIER II ou equivalente. Retirar a tampa e depositar o material everX Posterior diretamente na cavidade.
Comprimir o everX Posterior na cavidade, usando instrumentos adequados para esse fim.
5. Polimento
Klasse II eller store kaviteter Klasse II og større kaviter (Fig. 3a, 3b) a) Brug et egnet matricesystem til at etablere approximale konturer og stille en tæt kontakt med store kaviteter (Fig. 3a, 3b)
b) Når everX Posterior bruges i Klasse II eller større kaviteter opbygges først de manglende vægge med en lypolymeriserende komposit for everX Posterior appliceres. Væggene skal være tørre nok til at modstå aplikationstryk fra everX Posterior.
Bemærk:
Kaviteten kan muligvis være svært at dispensere om det tas ut från kylskåpet precis innan användning. Därför, hå materialet rumtempererat ett par minuter innter det skal användas.

Kliniske tips
Ved underskæring applicer først et tyndt lag flytende komposit (eks. G-anial Fio X, GRADIA DIRECT FIO) i kaviteten botten og pak det ned i kaviteten.
Placera everX posterior ovenpå den flytbara kompositen och packa det i kaviteten.

5. Ljushårdning (Fig. 4)
Utsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir utsatt for en akut helsefare, skal du straks kontakte din læge og henvende seg til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Hårdningstid	Hårdningsdjup	Hårdningstid	Hårdningsdjup
LED Lampa >1200 mW/cm ²)	10 sek. 4 mm	Halogen/Normal LED Lampa (700 mW/cm ²)	20 sek. 4 mm

Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva
Aparelho de polimerização Tempo de Irradiação Profundidade de polimerização
Luz LED de alta potência (>1200 mW/cm²) 10 seg. 4 mm
Halógeno/Luz LED Normal (700 mW/cm²) 20 seg. 4 mm
Nota:
A intensidade de luz deve maisa baixa pode resultar numa polimerização insuficiente ou descoloração do material.
6. Polimerização (Fig. 4)
Utsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir utsatt for en akut helsefare, skal du straks kontakte din læge og henvende seg til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021


FÅRG
everX Posterior finns tillgänglig i en universal färg.

OPBEVARING
For optimal resultat skal, opbevares mørkt og svakt (4-25°C / 39,2-77,0°F), og i høj temperatur og direkte sollys.
FØRPAKNING
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)

ADVARSEL
1. I håndelse af kontakt med oral vænd eller hud, anvilgnsa omedelbart med bomull eller en svamp indrænk i alkohl. Skyl med vatten. For at undgå vækst af bakterier, anvend kofferdam eller COCOA BUTTER for at isolere arbejdsfeltet från hud eller oral vænd.
2. Vid kontakt med øjnen, spolj gena med vatten och kontakta läkaren.
3. Materiel skal ej fortåras.
4. Innan flytladspressen påbörjas, tryck ut lite material utanfor patientens mun och bort från patienten för att säkerställa att pastorna flödar ordentligt.
5. Blanda ej med liknande produkter.
6. For at undgå smittspridning, Unifits är enbart till for engångsbrug.
7. Brug en støvsuger/luftrenser og bær mundbindsstativmaske når det polymeriserede materiale poleres for at undgå at inhalere pudesætvind.
10. Undvik at få materiale på klæderne.
11. Ved kontakt med udtilguede tandområder og protektiske restaurationer fjernes det med instrumenter, svamp eller bomullsplett innan lypolymerisering.

12. Brug ikke everX Posterior i kombination med eugenholdige materialer, da eugenolen kan forhindre afbindingen af everX Posterior.
13. Efter ikke uldige ni udtagne mængder af alkoholsprit, så dette kan forårsage kvæmningsafføringsmaterialer.
14. Afval håndtering enligt lokale framtagna rekommendationer.
15. I sjældne tilfælde kan produktet orsaka känslighet hos vissa personer. Om några sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produktet og der henvises til lägen.
16. Personliga värnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind och beskyttelsesbriller skal alltid bæres.
Nogle produkter som er beskrevet i FU er evt. klassificeret som farlig i hhk GHS. Læs altid på alle arbejdsvejlednings anvisninger som kan findes på <http://www.gceurope.com>
De kan altid rekvireres hos dit depot.
RENGØRING OG DESINFIKTION
APPLICERINGSYSTEM TIL FLERGANGSRUG: For at undgå kryskontaminering mellem patienter så fordras dessa enheter desinficering på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres omedelbart enheten samt kavitetforrensning og polering.
MÅ IKKE BRUGES TIL LØSNINGSVEKTER: Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.
Udsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir udsatt for en akut sundhedsfare, skal du straks kontakte din læge og henvende sig til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021



everX Posterior™
ΠΗΛΗΝ ΕΞΥΠΗΧΗΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΙΝΟΜΗΤΑΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ
Διeιχθεί μόνο για οδοντογιατρική χρήση και για προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
To úkovo everX Posterior éna κατάλληλο για χρήση εν εγκυτωκό εμφρατικό κόλλη για όμοια αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών υπόδα σε εκτεταμένες κοιλότητες αποκαταστή για παράδειγμα:
1. Κοιλότητες με 3 επιφάνειες ή περισσότερο
2. Κοιλότητες με απόλυτη φωτωση
3. Βοήθει κοιλότητες (συμπληρωματικών ορόδων I, II και ενδοodontic) που επηρεάζονται από μόλυβο
4. Κοιλότητες με έντονη την αντικατάσταση ορόδων amalgámator.
5. Κοιλότητες με ενδοodontic ή για κατασκευή ενθέτων και επένθετων ΗΜΙΟΛΟ.
To úkovo everX Posterior πρέπει πάντα να καλύπτεται με ένα στρώμα φωτοπολυμεριζώμενης γενικής κομμάτιας συνθετική ρητινη για επαρκή αντίσταση στην απορροή.

ΑΝΤΙΕΙΔΙΧΣΕΙΣ
1. Αμυν κάλυψη του πολκού.
2. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία σε μεταβολικά μονομερή ή μεταβολικά πολυμερή.
3. Το υπόλοιπον μία από τις οροφόρους διασποασήστροπε να ξεπερνά 3 mm.
4. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας στην μεταβολικά μονομερή.
5. Να μην χρησιμοποιείται ως τελικό άμωρο ή μορφοτικό στρώμα ρητινης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Επικάλυψη απορροής
Κάλυψη του δόντι με πάστα και νερό. Η επιλογή της απορροής του τελικού στρώματος της συνθετικής ρητινης πρέπει να γίνει πριν την απορροή του δόντι (Fig. 2).
2. Προετοιμασία κοιλότητας (Fig. 1)
Προετοιμάστε την κοιλότητα με τις συνθήκες διαδοκίας. Στεγνώστε φωτωσης άστροπε με την απορροή και με το νερό χωρίς λάδι.
3. Οδηγίες για χρήση άστροπε για την απορροή
Επιμολύνετε το δόντιο με ορόλο, ή μία ολόκληρη ώρα.
Fig. 2
4. Εφαρμογή του πολκού ρητινης μέσα στην κοιλότητα με κατάλληλο εργαλείο, μέχρι να γίνει προετοιμαστέ όφρα στο μύτιο ή στο τοίχωμα της κοιλότητας. Για την απορροή του πολκού everX Posterior χρησιμοποιήστε φωτοπολυμεριζώμενο σύστημα όπως το G-Enial Bond, G-anial Bond ή G-BOND.
5. Πολίμοιο
Para unir everX Posterior a esmalle éu dentina, utilize um sistema adesivo fotopolimerizável tal como G-Enial Bond, G-anial Bond ou G-BOND.
6. Procedimento restaurador com everX Posterior (Fig. 3) – ver nota para cavidades de Classe II ou de grandes dimensões.
Inserir everX Posterior na ponta Unifit APPLIER II ou equivalente. Retirar a tampa e depositar o material everX Posterior diretamente na cavidade.
Comprimir o everX Posterior na cavidade, usando instrumentos adequados para esse fim.

7. Polimento
Klasse II eller store kaviteter Klasse II og større kaviter (Fig. 3a, 3b) a) Brug et egnet matricesystem til at etablere approximale konturer og stille en tæt kontakt med store kaviteter (Fig. 3a, 3b)
b) Når everX Posterior bruges i Klasse II eller større kaviteter opbygges først de manglende vægge med en lypolymeriserende komposit for everX Posterior appliceres. Væggene skal være tørre nok til at modstå aplikationstryk fra everX Posterior.
Bemærk:
Kaviteten kan muligvis være svært at dispensere om det tas ut från kylskåpet precis innan användning. Därför, hå materialet rumtempererat ett par minuter innter det skal användas.

Kliniske tips
Ved underskæring applicer først et tyndt lag flytende komposit (eks. G-anial Fio X, GRADIA DIRECT FIO) i kaviteten botten og pak det ned i kaviteten.
Placera everX posterior ovenpå den flytbara kompositen och packa det i kaviteten.

5. Lypolymerisering (Fig. 4)
Utsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir utsatt for en akut helsefare, skal du straks kontakte din læge og henvende seg til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Hårdningstid	Hårdningsdjup	Hårdningstid	Hårdningsdjup
LED Lampa >1200 mW/cm ²)	10 sek. 4 mm	Halogen/Normal LED Lampa (700 mW/cm ²)	20 sek. 4 mm

Tempo de Irradiação e Profundidade de Polimerização Efetiva
Aparelho de polimerização Tempo de Irradiação Profundidade de polimerização
Luz LED de alta potência (>1200 mW/cm²) 10 seg. 4 mm
Halógeno/Luz LED Normal (700 mW/cm²) 20 seg. 4 mm
Nota:
A intensidade de luz deve maisa baixa pode resultar numa polimerização insuficiente ou descoloração do material.
6. Polimerização (Fig. 4)
Utsigtede biverkninger:
Hvis du liden brug av produktet oplever nogle uventede effekter, biverkninger eller udslag, som ikke er nævnt i instruksjonen, bedes du rapportere dem direkte til lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vårt interne overvågningsystem: vigilance@gdc.dental
Hvis du blir utsatt for en akut helsefare, skal du straks kontakte din læge og henvende seg til lokal beredingsberedning.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Såvel som vårt interna vaksemhetsystem: vigilance@gdc.dental

Dessa satta bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.
På ett nummer: 11/2021

FÅRG
everX Posterior finns tillgänglig i en universal färg.

OPBEVARING
For optimal resultat skal, opbevares mørkt og svakt (4-25°C / 39,2-77,0°F), og i høj temperatur og direkte sollys.
FØRPAKNING
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)
50 units/penklotdoseringspsis (0,25 g / 0,13 mL)

ADVARSEL
1. I håndelse af kontakt med oral vænd eller hud, anvilgnsa omedelbart med bomull eller en svamp indrænk i alkohl. Skyl med vatten. For at undgå vækst af bakterier, anvend kofferdam eller COCOA BUTTER for at isolere arbejds