

## GC Fuji TEMP LT™

GLASS IONOMER PROVISIONAL LUTING CEMENT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

### RECOMMENDED INDICATIONS

1. Temporary (provisional) cementation of all types of all-ceramic, resin and metal-based crowns and bridges
2. Temporary (provisional) cementation of all types of all-ceramic, resin and metal-based crowns and bridges on implant abutments

### CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement.

### IDENTIFICATION OF PARTS (Fig. 1)

- A. Paste Pak Cartridge  
1. Cover, 2. Inner plunger 3. Cartridge tip  
B. Paste Pak Dispenser  
4. Piston 5. Adjusting guide 6. Lever 7. Sliding block 8. Piston release

### PASTE PAK CARTRIDGE LOADING

1. Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser (Fig. 2).

### NOTE:

1. To retract the piston, push the piston release and at the same time pull the sliding block (on the underside of the dispenser) with fingers.
2. Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser (Fig. 3). Ensure the mark (▲) on the cartridge lines up with the mark (▲) on the Paste Pak Dispenser as illustrated. Then turn the cartridge fully to the right position.

3. After cartridge loading, push the piston release forward until it stops (Fig. 4).
  - a) Do not pull the piston release forward.
  - b) Do not push the upper slide.

### NOTE:

- To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.

### DIRECTIONS FOR USE

Paste / Paste Ratio (g/g)	0,7 / 1,0
Mixing Time (sec.)	10'-15"
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
Finishing Time (37°C/99°F, after removing excess) (min., sec.)	3'00"

### 1. ABUTMENT PREPARATION

1. Clean the tooth/abutment surfaces with pumice and water. For pulp capping, use calcium hydroxide.
2. Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should be moist (glistening). Over-drying may cause difficulties in cleaning the residual cement after cementation.  
NOTE:
  - a. When a moderate retention is desired and especially when the fit of restoration is tight, a thin layer of separation medium like petroleum jelly can be applied on the abutment surface. Prior to final, permanent cementation remove petroleum jelly with alcohol first then water, as petroleum jelly may hinder setting or bonding of the permanent cement.
  - b. The use of desensitizer may lower the bonding of GC Fuji TEMP LT.

### 2. RESTORATION PREPARATION

- It is recommended to sandblast the internal surface of the restoration when increased retention is desired. For sandblasting procedure, refer to the respective manufacturer's instructions. Before cementation, apply a thin layer of petroleum jelly to the outer marginal surface of the restoration. This will ease the clean-up of excess cement.

### 3. DISPENSING

1. Remove the cartridge cover.
2. Depress the lever to dispense the required amounts of paste onto the mixing pad.
  - a. Before dispensing the first paste from a new cartridge or after a long interval in between use, bleed the pastes from the cartridge. The adjusting guide can be moved forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed (Fig. 5).
    1. Position of adjusting guide for one inlay.
    2. Position of adjusting guide for one crown.
  - b. The paste may be dispensed in the shape of a rod, but this does not affect the quality of the paste.
3. Depress the lever while moving the cartridge and dispenser backward (Fig. 6). Keep depressing the lever (Fig. 7-1), level and cut off the extruded material from the cartridge tips by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad (Fig. 7-2).
4. When the lever is released after dispensing, residual pastes at the cartridge tips are retracted into the cartridge. Clean the cartridge tip and replace the cartridge cover.  
NOTE:
  1. The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser.

### 4. MIXING

First spread the yellow paste alone and then mix the two pastes together with a spatula. Mix the pastes thinly on the mixing pad and spatulate vigorously and thoroughly with lapping strokes for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.  
NOTE:

- a. Larger amount of paste requires a longer mixing time (15 seconds).
- b. Do not mix GC Fuji TEMP LT with other materials.

### 5. CEMENTATION

1. Apply an inlay of mixed GC Fuji TEMP LT on the internal rim of the restoration. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperature will shorten working time.
  2. Seat the restoration. Maintain pressure.
  3. To remove excess cement, allow the cement to self-cure until excess cement flows rubbery (approx. 1 minute).
  4. Remove excess cement with a scaler, probe and/or floss.
  5. Materials until the cement has set. Finishing can be started approx. 3 minutes after excess cement removal.
- ### 6. RESTORATION REMOVAL
1. Using a suitable crown removal instrument, remove provisionally cemented restoration. Avoid undue forces that could damage the preparation or restoration.
  2. After removal of the restoration, residual cement remaining on the preparation and/or internal surfaces of the restoration, may be removed with an ultrasonic scaler, explorer or other suitable hand instrument such as a sharp scaler. Gently dry the residual cement by air helps the clean-up easier.
  3. Treat the preparation and proceed to final cementation according to the cement manufacturer's instructions or repeat provisional cementation with GC Fuji TEMP LT Cement by following initial cementation procedure noted at the beginning of this instruction for use document.

### CLEANING / STERILIZATION OF PASTE PAK DISPENSER

For cleaning and sterilization of PASTE PAK DISPENSER, refer to the respective instructions.

### SHADE

Universal

### STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from heat, moisture and direct sunlight (4-25°C / 39-2.77°F)

### PACKAGE

- 1) GC Fuji TEMP LT Cartridge (13.3 g / 7.2 ml) (2), mixing pad (1)
- 2) Paste Pak Dispenser (1)

### CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue. Wear plastic or rubber gloves for protection.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Avoid getting material on clothing.
4. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at <http://www.gceurope.com> or <http://www.gcameric.com>

They can also be obtained from your supplier.

### CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSIE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the appropriate authority of your country accessible through the following link: [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) as well as to our internal vigilance system: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental) In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2019

## GC Fuji TEMP LT™

PROVISORISCHER GLASIONOMER-BEFESTIGUNGSZEMENT

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch im Rahmen der empfohlenen Indikationen benutzen.

### EMPFOHLENE INDIKATIONEN

1. Temporäre (provisorische) Zementierung aller Arten von Kronen und Brücken auf Vollkeramik-, Kunststoff- und Metallbasis.
2. Temporäre (provisorische) Zementierung aller Arten von Kronen und Brücken aus Vollkeramik-, Kunststoff- und Metallbasis auf Implantatpfosten.

### KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegenüber Glasionomer-Zement.

### BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE (Abb. 1)

- A. Paste-Pak-Kartusche  
1. Verschluss 2. Innerer Stempel 3. Kartuschenspitze  
B. Paste-Pak-Applikator  
4. Kolben 5. Einstellhülse 6. Hebel 7. Gleitstück 8. Kolbenentriegelung

### EINLEGEN DER PASTE-PAK-KARTUSCHÉ

1. Der Kolben muss vollständig in den Applikator zurückgezogen sein (Abb. 2). Hinweisen:
  - a. Um den Kolben zurückzuziehen, die Kolbenentriegelung drücken und gleichzeitig mit den Fingern am Gleitstück (auf der Unterseite des Applikators) ziehen.
  - b. Kartusche in den Paste-Pak-Applikator einlegen (Abb. 3). Die Markierung (▲) auf der Kartusche muss mit der Markierung (▲) auf dem Applikator übereinstimmen. Die Kartusche anschließend vollständig in die korrekte Position drehen.
  3. Nach dem Einlegen der Kartusche die Kolbenentriegelung bis zum Halt verschieben (Abb. 4).
    - a) Kolbenentriegelung vorschieben.
    - b) Nicht auf die Oberseite drücken.
- Um die Kartusche herauszunehmen, den Kolben vollständig zurückziehen und die Kartusche zurück in die Position drehen, wo die Markierungen übereinstimmen.

### ANWENDUNGSHINWEISE

Paste / Paste Mischverhältnis (g/g)	0,7 / 1,0
Anmischzeit	10 s bis 15 s
Verarbeitungszeit (23°C/73°F)	2 min
Beginn des endgültigen Finierens (37°C/99°F, nach Überschussentfernung)	3 min

### 1. VORBEREITUNG DER FLEILER

- 1) Oberflächen des Zahnes-/Implantatpfostens mit Bismstein und Wasser reinigen. Zur Pulpenüberkappung Calcium-Hydroxid verwenden.
- 2) Gründlich mit Wasser abspülen. Überschüssige Feuchtigkeit mit einem Wattekeil oder sanftem Verleim von Hersteller entfernen. NICHT AUSTROCKNEN. Präparierte Oberflächen sollten feucht (glänzend) sein. Über Trocknung kann zu Schwierigkeiten bei der Befestigung von Zementresten nach dem Abnehmen der Restauration führen. HINWEIS:
  - a. Wird eine weniger feste Verankerung gewünscht, insbesondere bei sehr engen Sitzungen Restaurationen, kann eine dünne Schicht eines Isoliermittels – etwa Vaseline – auf der Zahnoberfläche aufgetragen werden. Vor der endgültigen, dauerhaften Zementierung die Vaseline zunächst mit Alkohol, anschließend mit Wasser entfernen, dem Vaseline kann die Aushärtung oder Hartwirkung des definitiven Zementes beeinträchtigen.
  - b. Die Verwendung von Präparaten zur Desensibilisierung kann die adhäsive Haftung von GC Fuji TEMP LT verringern.

### 2. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

- Wenn eine verstärkte Hartwirkung angestrebt wird, ist das Sandstrahlen der Innenseite der Restauration empfehlenswert. Die Vorgehensweise zum Sandstrahlen ist den entsprechenden Anleitungen des Herstellers zu entnehmen. Vor dem Zementieren eine dünne Schicht Vaseline auf die Außenseite des Restaurationsrandes auftragen. So können die Zähne nicht verschleiss leichter entfernt werden.

### 3. AUFRAGEN

- 1) Kartuschenverschluss abnehmen.
- 2) Den Hebel herunterdrücken, um die gewünschte Pastenmenge auf den Applikator zu geben.  
HINWEIS:
  - a. Vor der ersten Verwendung einer neuen Kartusche, oder bei längerer Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen, Pasten aus der Kartusche entfernen und die Einzelteile gründlich mit offener Luft reinigen. Die austretende Materialmenge zu verändern. (Abb. 5).

### 3. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

- Wenn eine verstärkte Hartwirkung angestrebt wird, ist das Sandstrahlen der Innenseite der Restauration empfehlenswert. Die Vorgehensweise zum Sandstrahlen ist den entsprechenden Anleitungen des Herstellers zu entnehmen. Vor dem Zementieren eine dünne Schicht Vaseline auf die Außenseite des Restaurationsrandes auftragen. So können die Zähne nicht verschleiss leichter entfernt werden.

### 4. ANMISCHEN

- 1) Kartuschenverschluss abnehmen.
- 2) Den Hebel herunterdrücken, um die gewünschte Pastenmenge auf den Applikator zu geben.  
HINWEIS:
  - a. Vor der ersten Verwendung einer neuen Kartusche, oder bei längerer Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen, Pasten aus der Kartusche entfernen und die Einzelteile gründlich mit offener Luft reinigen. Die austretende Materialmenge zu verändern. (Abb. 5).

### 4. ANMISCHEN

- 1) Kartuschenverschluss abnehmen.
- 2) Den Hebel herunterdrücken, um die gewünschte Pastenmenge auf den Applikator zu geben.  
HINWEIS:
  - a. Vor der ersten Verwendung einer neuen Kartusche, oder bei längerer Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen, Pasten aus der Kartusche entfernen und die Einzelteile gründlich mit offener Luft reinigen. Die austretende Materialmenge zu verändern. (Abb. 5).

### 5. ZEMENTIEREN

- 1) Apply an inlay of mixed GC Fuji TEMP LT on the internal rim of the restoration. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperature will shorten working time.
- 2) Seat the restoration. Maintain pressure.
- 3) To remove excess cement, allow the cement to self-cure until excess cement flows rubbery (approx. 1 minute).
4. Remove excess cement with a scaler, probe and/or floss.
5. Materials until the cement has set. Finishing can be started approx. 3 minutes after excess cement removal.

### 6. RESTORATION REMOVAL

1. Using a suitable crown removal instrument, remove provisionally cemented restoration. Avoid undue forces that could damage the preparation or restoration.
2. After removal of the restoration, residual cement remaining on the preparation and/or internal surfaces of the restoration, may be removed with an ultrasonic scaler, explorer or other suitable hand instrument such as a sharp scaler. Gently dry the residual cement by air helps the clean-up easier.
3. Treat the preparation and proceed to final cementation according to the cement manufacturer's instructions or repeat provisional cementation with GC Fuji TEMP LT Cement by following initial cementation procedure noted at the beginning of this instruction for use document.

### CLEANING / STERILIZATION OF PASTE PAK DISPENSER

For cleaning and sterilization of PASTE PAK DISPENSER, refer to the respective instructions.

### SHADE

Universal

### STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature away from heat, moisture and direct sunlight (4-25°C / 39-2.77°F)

### PACKAGE

- 1) GC Fuji TEMP LT Cartridge (13.3 g / 7.2 ml) (2), Anmischblock (1)
- 2) Paste-Pak-Applikator (1)

### ACHTUNG!

1. Bei Kontakt mit Mundschleimhaut oder Haut sofort mit alkoholgetränktem Schaumstoff oder Watte abwischen. Mit Wasser abspülen. Um solchen Kontakt zu vermeiden, können Kofferdam und/oder COCOA BUTTER verwendet werden, um das Arbeitsfeld gegen Haut und Schleimhaut zu isolieren. Zum Schutz Handschuhe aus Plastik oder Latex tragen.
2. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. Kontakt von Material mit Kleidungsstücken vermeiden.
4. In seltenen Fällen kann das Produkt bei manchen Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen verursachen. Falls solche Reaktionen auftreten, das Produkt nicht weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen.
5. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:  
<http://www.gceurope.com>  
America gilt folgender Link:  
<http://www.gcameric.com>

### REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontamination zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Reinigung und Desinfektion des Produktes erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen. NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

### Unerwünschte Wirkungsberichte:

Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörden, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen:  
[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)  
Sowie zu unserer internen Meldestelle: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)  
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Letzte Überarbeitung: 06/2019

## GC Fuji TEMP LT™

VERRE IONOMERE DE SCELEMENT PROVISOIRE

A utiliser par un professionnel de l'Art Dentaire selon les recommandations d'utilisation.

### INDICATIONS

1. Sclèlement provisoire pour tous types de couronne : tout céramique, résine, métal et pour bridges
2. Sclèlement provisoire pour tous types de couronne : tout céramique, résine, métal et pour bridges sur pilier implantaire.

### CONTRE INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit sur des patients présentant une allergie connue au Ciment Verre Ionomère.

### IDENTIFICATION DES ELEMENTS (Fig. 1)

- A. Cartouches de pâte  
1. Capuchon 2. Piston interne 3. Embout de la cartouche  
B. Distributeur de pâte  
4. Piston 5. Guide d'ajustement 6. Levier 7. Bloc coulissant 8. Piston de retrait

### CHARGEMENT DE LA CARTOUCHE PASTE PAK

1. Assurez-vous que le piston est complètement rétracté dans le distributeur. (Fig. 2).  
Note:  
Pour rétracter le piston, poussez sur le piston de retrait et dans le même temps avec le doigt, le bloc coulissant (forme une pièce... au-dessus du distributeur).
2. Chargement de la cartouche de pâtes (Fig. 3). Faites coïncider la marque ▲ de la cartouche avec la marque ▲ du bloc distributeur de pâtes comme indiqué. Puis, tournez complètement la cartouche en position droite.  
3. Après avoir chargé la cartouche, poussez le piston jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Fig. 4).
  - a) Spingere in avanti la leva di piston verso l'avant.
  - b) Ne poussez pas sur la face supérieure.

### MODE D'EMPLOI

Ratio pâte/pâte (g/g)	0,7 / 1,0
Temps de mélange (sec.)	10'-15"
Temps de travail (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
Finition après (37°C/99°F, après le retrait des excès) (min., sec.)	3'00"

### 1. PREPARATION DU PULIER

- 1) Nettoyez l'appareil avec de la ponce et de l'eau. Pour un coiffage pulpaire utilisez un hydroxyde de calcium.
- 2) Nettoyez soigneusement à l'eau. Retirez les excès d'humidité en tamponnant avec une boulette de coton ou avec une seringue à air. NE PAS DESHYDRATER. Les surfaces préparées doivent apparaître humides (triangles). Tout sécher peut rendre difficile - après dépose - le retrait des résines de ciment.

### NOTE:

- a. Lorsque la rétention nécessaire n'est que modérée, quand l'ajustage de la restauration est « serré », il est recommandé d'appliquer sur la surface d'adhésion un séparateur comme de la vaseline. Avant le scellement définitif, retirez la vaseline d'abord avec de l'alcool puis avec de l'eau. La vaseline peut entraver ou diminuer la force d'adhésion du ciment définitif.

### 2. PREPARATION DE LA RESTAURATION

- Si vous souhaitez augmenter la rétention, il est recommandé de sabler l'intrados de la restauration. Pour la procédure de sablage, référez-vous aux instructions du fabricant.

### 3. DISTRIBUTION

- 1) Retirez le capuchon de la cartouche.
- 2) Appuyez sur le levier pour distribuer la quantité de pâte désirée sur le bloc de mélange.

### NOTE:

- a. Avant d'utiliser une nouvelle cartouche ou après un long intervalle d'utilisation, faites sortir un peu de pâtes de la cartouche. Le guide d'ajustement peut être avancé ou reculé pour modifier la quantité de pâte à distribuer (Fig. 5).
  1. Position pour un inlay.
  2. Position pour une couronne.
- b. Le Fuji Temp peut-être distribué sous la forme d'un filet sans pour autant en affecter la qualité.

### 3. PENDANT QUE VOUS ABaissez LE LEVIER (Fig. 7-1), égalisez ET coupez LA QUANTITÉ DE MATÉRIAU EXTRAITE DES EMBOUTS DE LA CARTOUCHE EN POSITIONNANT LA CARTOUCHE ET LE DISTRIBUTEUR EN POSITION VERTICALE SUR LE BLOC DE MÉLANGE (Fig. 7-2).

- 4) Lorsque le levier est relâché après distribution, les excédents de pâtes au-dessus des embouts se rétractent dans la cartouche.

### NOTE:

- La quantité de matériau restant dans la cartouche peut être vérifiée par la position du bloc coulissant sur le dessus du distributeur.

- Dans la mesure où les cylindres sont transparents, la quantité résiduelle de matériau peut également être confirmée par la position du piston interne dans la cartouche.

### 4. MELANGE

- Étalez d'abord la pâte jaune seule, puis mélangez les deux pâtes avec une spatule. Étalez les pâtes sur le bloc de mélange et spatulez vigoureusement et conformément aux instructions du fabricant ou répétez le scellement provisoire avec le ciment GC Fuji TEMP LT en suivant la procédure de scellement initiale de ce mode d'emploi.

### 5. TECHNIQUE DE SCELEMENT

- 1) Appliquez une fine couche de mélange GC Fuji TEMP LT sur le bord interne de la restauration. Le temps de travail est de 2 minutes à partir du début du mélange à 23°C (73°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
- 2) Insérez la prothèse. Maintenez une pression modérée.
- 3) Pour retirer les excès de ciment... laissez prendre le matériau (chémoimpénétration) puis retirez les excès lorsque le matériau paraît durcir (environ 1 minute).
- 4) Retirez les excès de ciment avec un détarteur, une sonde et/ou un fil dentaire.
- 5) Nettoyez l'isolation jusqu'à la prise complète du ciment. La finition peut débiter environ 3min. après le retrait des excès de ciment.

### 6. RETRAIT DE LA RESTAURATION

- 1) En utilisant un instrument approprié, retirez la restauration provisoirement collée. Évitez les forces excessives qui pourraient endommager la préparation ou la restauration.
- 2) Après le retrait de la restauration, le ciment restant sur la préparation et/ou les dents doit être retiré de la restauration, peut être éliminé avec un détarteur à ultrason, une sonde ou une pièce à main appropriée comme un grattoir. Le séchage délicat des résidus de ciment par de l'air facilite le nettoyage.

### 3. TRAITER LA PRÉPARATION ET PROCÉDEZ AU SCELEMENT DÉFINITIF

- conformément aux instructions du fabricant ou répétez le scellement provisoire avec le ciment GC Fuji TEMP LT en suivant la procédure de scellement initiale de ce mode d'emploi.

### NETTOYAGE / STERILISATION DU DISTRIBUTEUR DE PÂTES

Pour le nettoyage et la stérilisation du distributeur de pâte, se référer aux instructions respectives.

### TEINTE

Universelle

### CONSERVATION

Pour des performances optimales, conservez à température ambiante loin de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil. (4-25°C/39-2.77°F)

### CONDITIONNEMENTS

1. 2 Cartouches de pâte GC Fuji TEMP LT (13.3g / 7.2ml) avec bloc de mélange
2. 1 Distributeur de pâte (Paste Pak Dispenser)

### AVERTISSEMENTS

1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirez immédiatement avec une éponge ou un coton enduit d'alcool.
2. Rincez à l'eau. Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc et/ou COCOA BUTTER peuvent être utilisés pour isoler le champ opératoire des tissus. Portez des gants en caoutchouc ou en plastique.
3. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
4. Évitez toute projection sur les vêtements.
5. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
6. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur: <http://www.gceurope.com> ou pour l'Amérique <http://www.gcameric.com> Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

### NETTOYAGE ET DESINFIZIERUNG

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: Pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé. NE PAS IMMÉRGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants. Désinfecter avec un produit de contact de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales. Déclaration d'effets indésirables : Si vous découvrez des effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant : [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) ainsi qu'à notre système de vigilance interne : [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental) Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 06/2019

## GC Fuji TEMP LT™

CEMENTO VETRO-IONOMERICO DA FISSAGGIO PROVVISORIO


Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

### INDICAZIONI RACCOMANDATE

1. Cementazione provvisoria di tutti i tipi di corone e ponti in ceramica integrale, resina e a base metallica.
2. Cementazione provvisoria di tutti i tipi di corone e ponti in ceramica integrale, resina e a base metallica su abutment di impianti.

### CONTROINDICAZ





## GC Fuji TEMP LT™

GLASJONOMEER VOORLOEP BEVESTIGINGSCEMENT

Uitsluitend voor gebruik door tandprofessionals in de vermeldte toepassingen.

### VERMEIDE TOEPASSINGEN

- Tijdelijk (voorlopig) bevestigen van alle typer kronen en bruggen, volkeramisch, kunstharis en op metaalbasis
- Tijdelijk (voorlopig) bevestigen van alle typer kronen en bruggen, volkeramisch, kunstharis en op metaalbasis, op implantaatsubstituten

### CONTRA-INDICATIES

Gebruik het product niet bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor glasjonomercement.

### IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN (Fig. 1)

- A. Paste Pak cartridge
1. Beschermkap 2. Binnenplunjer 3. Cartridgegit
- B. Paste Pak Dispenser
4. Zuijer 5. Instelgeleider 6. Hendel 7. Glijblok 8. Zuijerontgrendeling

### DE PASTE PAK CARTRIDGE LADEN

- Zorg ervoor dat de zuiger volledig is teruggetrokken in de dispenser (Fig. 2).

Om de zuiger terug te trekken, drukt u de zuijerontgrendeling in terwijl u met de vingers aan het glijblok (aan de onderzijde van de dispenser) trekt.

Breng de cartridge in de Paste Pak Dispenser (Fig. 3). Zorg ervoor dat het (A)-teken op de cartridge in één lijn staat met het (A)-teken op de Paste Pak Dispenser, zoals afgebeeld. Draai de cartridge vervolgens helemaal naar de rechtspolijve.

- Nadat de cartridge is geladen, drukt u de zuijerontgrendeling naar voren totdat deze niet verder kan (Fig. 4).
- Druk de zuijerontgrendeling naar voren.
  - Druk de bovenzijde niet aan.

NB

Om de cartridge te verwijderen, trek de zuiger volledig terug en draait u de cartridge terug naar de gemarkeerde positie.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Pasta / Pastaverhouding (g/g)	0,7 / 1,0
Mengtijd (sec.)	10'-15"
Verwerkingstijd (23°C/73°F) (min., sec.)	2'00"
Aanvang definitieve afwerking na (37°C/99°F, na wegmengen van het overtoelitte product) (min., sec.)	3'00"

### 1. PREPARATIE ABUTMENT

- Reinig de tand- /abutmentoppervlakken met puinsteen en water. Gebruik calciumhydroxide voor een pulpa-overkapping.
- Spoel grondig met water. Verwijder overmatige vocht door te deppen met een wattenbolletje of door zacht te blazen met olievrje lucht.
- NIET UITDROGEN. Geprepareerde oppervlakken moeten vochtig zijn (glanzend). Als het oppervlak te droog is, is het resterende cement na de bedroging moeilijk verwijderbaar.

- Wanneer een matige retentie wordt gewenst, en meer bepaald bij een strak aansluitende restauratiepasta's, kan een dunne laag reparatiemedium, bijvoorbeeld vaseline, worden aangebracht op het abutmentoppervlak. De vaseline voor het permanent bevestigen eerst met alcohol en vervolgens met water verwijderen. Vaseline kan immers het uitharden of de hechting van het permanente cement belemmeren.
  - Het gebruik van een desensitizer kan de hechting van GC Fuji TEMP LT™ verbeteren.

### 2. PREPARATIE RESTAURATIE

- He is aanbevolen om het binnenoppervlak van de restauratie te zandstralen wanneer een hogere retentie gewenst is. Voor de zandstraalprocedure, zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

- Breng voor het bevestigen een dunne laag vaseline aan op de buitenkant van de restauratie. Het overtoelitte cement zal gemakkelijk laten verwijderen.

### 3. DOSERING

- Verwijder de beschermkap van de cartridge.
- Druk de hendel in om de benodigde hoeveelheid pasta op het mengblok te doseren.
- Laat eerst een kleine hoeveelheid pasta uit de cartridge lopen wanneer u een nieuwe cartridge in gebruik neemt of nadat u de cartridge lange tijd niet hebt gebruikt. De instelgeleider kan naar voren en naar achteren worden bewogen om de hoeveelheid te doseren materiaal aan te passen (Fig. 5).

1. Postie instelgeleider voor één inlay.
  2. Postie instelgeleider voor één kroon.
- De pasta kan in de vorm van een staafje uit de dispenser komen. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de pasta.
- 3) Druk de hendel in terwijl u de cartridge in de dispenser naar achteren bewoegt (Fig. 6). Houd de hendel ingedrukt (Fig. 7-1) breng het getekende materiaal in een horizontale laag aan en snijd het bij de cartridgegit af door de cartridge in dispenser naar een verticale positie op het mengblok te bewegen (Fig. 7-2).
  - 4) Wanneer de hendel na het doseren wordt losgelaten, wordt de resterende pasta bij de cartridgegit teruggezogen in de cartridge. Reinig de cartridgegit en plaats de beschermkap van de cartridge terug.

### 4. MENGING

- Smee eerst alleen de gele pasta uit en vermeng daarna de twee pasta's met behulp van een plastic spatel. Smee de pasta's uit tot een dunne laag op het mengblok in meng deze grondig met krachtige halen in overlappende stroken, gedurende 10 seconden. Zorg ervoor dat u geen luchtbelletjes insluit.
- NB
- Voor grotere hoeveelheden pasta geldt een langere mengtijd (15 seconden).

### 5. VERWERKING

- Breng een dunne laag van het vermengde GC Fuji Temp LT aan op de binnenste rand van de restauratie. De verwerkingstijd bedraagt 2 minuten vanaf het moment dat het mengen is gestart bij 23 °C.
- Een hogere temperatuur verkort de verwerkingstijd.
- Druk de restauratie aan. Handhaaf gemiddelde druk.
- Om overtoelitte cement te verwijderen, wachten tot het cement vanzelf is uitgedroogd en het overtoelitte cement rubberachtig aanvoelt (na ongeveer 1 minuut).
- Verwijder overtoelitte cement met een geschikt instrumentarium en/of frosdraad.
- Houd het geïsoleerd tot het cement is uitgehard. De afwerking kan beginnen ongeveer 3 minuten nadat het overtoelitte cement werd verwijderd.

### 6. RESTAURATIE AFNEMEN

- Gebruik een geschikte kroonverwijderingstang en verwijder de tijdelijk gecementeerde restauratie. Voorkom overmatige krachten die de preparatie of de restauratie zouden kunnen beschadigen.
- Nadat de restauratie is afgenomen, verwijder achtergebleven cement op de preparatie en/of het interne oppervlak van de restauratie met een ultrasone scaler, sonde of een ander geschikt handinstrument zoals een scherpe scaler. Droeg eventueel het achtergebleven cement om dit proces te versnellen.
- Behandel de preparatie en vervolg de definitieve cementering volgens de instructies van betreffende fabrikant of herhaal het tijdelijk cementeren met GC Fuji TEMP LT™ cement waarvan de procedure is opgenomen in deze gebruiksinstructies.

### DE PASTE PAK DISPENSER REINIGEN/STERILISEREN

Zie de atzonderlijke gebruiksaanwijzingen voor het reinigen en steriliseren van PASTE PAK DISPENSER.

### KLEUR

Universeel

### OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaren op kamertemperatuur en beschermen tegen warmte, vocht en direct zonlicht (4-25°C).

### VERPAKKING

- 1) GC Fuji TEMP LT Cartridge (13,3 g / 7,2 ml) (2), mengblok (1)
- 2) Paste Pak Dispenser (1)

### LET OP

- In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of wattenbolletje gedrenkt in alcohol.
- Spelen met water. Om contact te voorkomen, kan een cofferdam en/of COCOA BUTTER worden gebruikt om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel. Draag plastic of rubberen handschoenen.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spelen met water en medisch advies inwinnen.
- Mors geen materiaal op kleding.
- Bij sommige personen kan een overgevoelghed voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op <http://www.georce.com> of voor Amerika <http://www.gcomerica.com>. De kan altijd rekrivieren hos dit depeet.

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)

Samt till vort interne overvågningssystem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

REINIGING EN DESINFECTIE  
MULTI-TOEPASSARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd. NIET ONDERDOPPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van vervoercontaminatie te voorkomen. Desinfecteer met een medisch gearstieerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Ongeveerlijke effecten-rapporteren:  
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:  
[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)  
evenals ons interne waarschuwingssysteem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)  
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 06/2019

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. **NL**

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. **DA**

## GC Fuji TEMP LT™

PROVISORISK GLASJONOMER CEMENT

Må kun anvendes af professionelt dentalpersonale til anbefalede indikationer

### INDIKATIONER

- Til midlertidig (provisorsk) cementering af alle typer keramiske, resin- og metallaserede kronor og broer
- Til midlertidig (provisorsk) cementering af alle typer keramiske, resin- og metallaserede kronor og broer som ar implantatunderstödda.

### KONTRAINDIKATIONER

Undgå brugen af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor glasjonomercement.

### BESKRIVELSE AF SYSTEM (Fig. 1)

- A. Paste Pak magasin
1. Hætte 2. Indre stempel 3. Spids
- B. Paste Pak Dispenser
4. Stempel 5. Doseringssguide 6. Hævearm 7. Skydeblok 8. Stempeludløser

### MONTERING AF PASTE PAK MAGASINET

- Kontroller at stemplet er trukket helt tilbage i dispenseren (Fig. 2).

For at trække stemplet tilbage, tryk på stempeludløseren og skub samtidig skydeblokken tilbage (på undersiden af dispenseren) med fingrene.

2. Sæt magasin i Paste Pak dispenseren (Fig. 3). Sørg for at mærket (A) på magasinet står ud for mærket (A) på Paste Pak dispenseren som illustreret. Drej herefter magasinet mod højre til låst position

3. Efter monteringen af magasinet skubbes stempeludløseren op indtil den stopper i sin endelige position.

- Skub stempeludløseren fremad.
- Tryk IKKE på den øverste del

### NOTE

Før at avlægsna patronen, trækkes stempelt helt tilbage og magasinet drejes tilbage til de to mærker.

### TILBEGVÆJLEDNING

Pasta / Pasta ratio (g/g)	0,7 / 1,0
Blandetid (sek.)	10'-15"
Arbejdstid (23°C/73°F) (min., sek.)	2'00"
Finishing og polering med nagittil begyndte (37°C/99°F, efter færmelse af overskud) (min., sek.)	3'00"

### 1. FORBEREDELSE AF PRÆPARATIONEN

- Rengør tanden/opbygningen med pimpsten og vand. Ved pulpaoverkapping brug da calciumhydroxide
- Rens grundigt med vand. Fjern overkyndende fugt ved at dække med en vatpellet eller blæs forsigtigt. MÅ IKKE UDTØRRE.
- Forbered overflader som vil være fugtige (blanke). Ved overkapping kan der være problemer med færmelse af overkyndende cement inden permanent cementering.

**NOTE:**

a. Når der ønskes moderat retentio eller specielt ved tæt tilpassede restaureringer, kan et tyndt lag vaseline påføres tand/opbygningen.

Inden endelig cementering skal vaselinen fjernes først med sprit og efter med vand. Vaselinen kan hindre afbinding ved permanent cementering.

b. Brug af desensitizer kan give mindre bindingsstyrke af GC Fuji TEMP LT.

### 2. FORBEREDELSE AF RESTAURATIONEN

Forberedelse overflader skal være fugtige (blanke). Ved overkapping kan der være problemer med færmelse af overkyndende cement inden permanent cementering.

b. Anvendelse af s.k. desensitizer kan osaka lågre bindingsstyrke os GC Fuji TEMP LT.

### 3. DISPENSERING

- Fjern hæften fra magasinet
- Tryk på hævearmen for at presse den ønskede mængde pasta ud på en blændeblok.

**NOTE:**

- Ved første dosering fra en ny pakke, eller efter lang tids manglende brug, bør der trykkes cement ud for at sikre at der frt udløber begge kanaler.

Doseringsguiden kan flyttes frem eller tilbage afhængig af den ønskede mængde. (Fig. 5)

- Position for dosering till et inlay
- Position for dosering till en kroon

b. Pastaan skal doseres som to stænger

3) Let trykkes fra hævearmen mens dispenseren trækkes bagud (Fig. 6). Hold tryk på (Fig. 7-1) og vip dispenseren opad i en vinkelret position for at afslutte doseringen på blændeblokken (Fig. 7-2).

4) Når hævearmen slippes efter dispensering vil overkyndende pasta trækkes tilbage i magasinet. Rengør magasinsspidsen og sæt hæften på.

**NOTE:**

Den tilbagetrukne mængde i magasinet kan kontrolleres ved at lægge en blændeblok uden dispenseren.

Fordel først den gule pasta over blokken og bland derefter de to pastar sammen med en spatel. Spred den over blokken og spatuler grundigt i 10 sek. med hurtige bevægelser som overlapper hinanden.

Pas på ikke at inkorporere luftbobler.

**NOTE:**

a. En større mængde pasta kræver længere blandetid (15 sekunder)

b. Bland ikke GC Fuji TEMP LT med andre materialer

### 5. CEMENTERING

1) Påfør et tyndt lag af GC Fuji TEMP LT på indersiden af restaureringen.

Arbejdstiden er 2 minutter fra blandingsstart ved 23°C (73°F).

2) Sæt restaureringen på. Oprethold et moderat tryk.

3) Lad cementen hærdte indtil overkyndende cement først gummiagtigt

4) Fjern overkyndende cement med et passende instrument og/eller flos

5) Oprethold tælning/isolering indtil cementen er hærdet. Finishing

6) Efter færmelse af restaureringen, fjernes resteret fra præparationen og/eller restaureringen. Det kan fjernes med passende instrumenter samt ultralyd. Let lufttørring af cementen forenkler fjernelse af resterne.

7) Ved endelig cementering forbehandles præparationen ifølge anbefalingen fra producenten af cementen. Ved langtidspersonligt cementering med GC Fuji TEMP LT gentages proceduren fra tidligere i dette dokument.

### RENGØRING/STERILISATION AF PASTE PAK DISPENSER

For rengøringssterilisation af PASTE PAK DISPENSER henvises til separat brugsinstruktion for denne

### FARVE

Universal

### OPBEVARING

For optimalt resultat skal opbevares ved rumtemperatur, væk fra varme, fugt og direkte sollys (4-25°C) (39,2-77,0°F).

### PÅKINNING

- 1) GC Fuji TEMP LT Magasin (13.3g / 7.2ml) (2), blændeblok (1)
- 2) Paste Pak Dispenser (1)

### ADVARSEL

- I tilfælde af kontakt med slimhinder eller hud, fjernes det umiddelbart med gaze dyppet i sprit. For at undgå vækskontakt kan kofferdam anlæg eller COCOA BUTTER benyttes til at isolere arbejdsområdet. Det anbefales at bruge handsker.
- I tilfælde af kontakt med øjne skylles straks med rindende vand og der henvises til læge
- I tilfælde af kontakt med beklædning
- I sjældne tilfælde kan produktet give allergisk reaktion. Hvis det er tilfældet skal brugen af produktet stoppes og der henvises til læge.
- Personlige vænemiddel (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i iht GHS. Læs altid op på alle arbejdsvejlednings anvisninger som kan findes på <http://www.georce.com> eller for Amerika <http://www.gcomerica.com>

De kan altid rekrivieren hos dit depeet.

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)

Samt till vort interne overvågningssystem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

### RENGØRING OG DESINFECTON

MULTI-TOEPASSARE BRUG: For at undgå krydscontaminering mellem patienter, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.

MÅ IKKE UJØRGES I DESINFECTIOnSSYSTEM. Rengør enheden omhyggeligt og tørt end ordentligt. Der må ikke være smuds/krakler på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Utsigtsede bivrkingner: Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkinger eller lign, hvis som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemedicinalstyrelsen eller via dette link:

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)

Samt till vort interne overvågningssystem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

### RENGØRING/STERILISATION AF PASTE PAK DISPENSER

For rengøringssterilering af PASTE PAK DISPENSER, se separat brugsanvisning

### FÄRG

Universal

### FÖRVARING

For optimalt resultat, förvara i rumtemperatur. Undvik värme, fukt och direkt solljus (4-25°C) (39,2-77,0°F).

### FÖRPAKNING

- 1) GC Fuji TEMP LT Cartridge (13.3g / 7.2ml) (2), bländningsblock(1)
- 2) Paste Pak Dispenser (1)

### VARNING

1. Vid kontakt med mjukvävad eller hud, avlägsna omedelbart med bomull dränkat i alkohol. Skölj med vatten. För att undvika kontakt, använd kofferdam och/eller COCOA BUTTER för att isolera operationsområdet från huden eller mjukvävad.

Använd alltid handskar som skydd.

2. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och remittera till läkare.

3. Undvik att få material på kläderna.

4. I sällsynta individuella fall kan produktet osaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt remittera patienten till en dermatologisk mottagning.

5. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som nämns iall till nuvarande Brugsanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Hämt alltid all uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finns ni på:

<http://www.georce.com> eller för Amerika <http://www.gcomerica.com>

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

### RENGÖRING OCH DESINFECTON

APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERÄNGSBRUK: För att undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter desinfektion på mellanivå. Efter användning inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförämring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.

SÄNK INTE NER I DESINFECTIOnSÄTSAKA. Rengör enheten noggrant och torka den ordentligt tork. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gällande infektionkontroll på mellanivå.

Rapportering av osökade effekter: Om du upptäcker någon form av osökade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna brugsanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta väksamsystemet genom att väja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)

Samt till vort interna väksamsystem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

Herved hjälper du med till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 06/2019

Läs brugsanvisningen noggrant före användning. **SV**

## GC Fuji TEMP LT™

GLASJONOMERCIMENT FÖR ALL TEMPORÄR CEMENTERING

Ska endast användas av professionella utövare inom de rekommenderade indikationerna

### REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Temporär (provisorsk) cementering av alla typer av helkeramiska, resin- och metallunderstödda kronor och broar
- Temporär (provisorsk) cement