

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

G-ænial™ Universal Flo


UNIVERSAL LIGHT-CURED RADIOPAQUE FLOWABLE COMPOSITE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

- RECOMMENDED INDICATIONS**
1. Direct restorative for Class I, IV, III, II and V cavities.
 2. Fissure sealant
 3. Sealing hypersensitive areas
 4. Repair of (in) direct aesthetic restorations, temporary crown & bridge, defect margins when margins are in enamel
 5. Blocking out undercuts
 6. Liner or base

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

- Operation**
1. Preparation
Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise.
 2. Promptly and securely attach the dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
 3. Place the light protective cover unit use.
Note: Take care not to attach the dispensing tip too tightly. This may damage its screw. In order to ensure a tight connection make sure that the threads are free of remnant material.
 2. Shade Selection
Clean the tooth with pumice and water. Shade selection should be made prior to isolation. Select the appropriate shade from 16 shades of A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE, A, B, C. Shades are based on the Vita® classical shade guide. *Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.



Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! **DE**

G-ænial™ Universal Flo


UNIVERSELLES LICHTHÄRTENDES RADIOPAQUES FLIESSFÄHIGES KOMPOSIT

Nur vor zahmedizinischem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche zu verwenden.


- EMPFÖHLENE INDIKATIONEN**
1. Direktes Füllungsmaterial für Klasse I, IV, III, II und V Kavitäten.
 2. Fissurenversiegelung
 3. Versiegelung hypersensitiver Bereiche
 4. Reparatur von (in)direkten, ästhetischen Füllungen, temporäre Kronen und Brücken, Zahnlücken, wenn der Zahnhals aus Schmelz besteht
 5. Ausblocken von Unterschneidungen
 6. Unterfüllung oder Stumpfaufbau

GEGENANZEIGEN
Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Methacrylatmonomer oder Methacrylatpolymer haben.

- Gebrauchsanweisung**
1. Vorbereitung
Die Spritze aufrecht halten und die Kappe durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns entfernen.
 2. Die beigeliegende Dispensierspitze durch Drehen im Uhrzeigersinn anbringen.
 - 3) Die Dispensierspitze durch die Lichtschutzhülse vor Lichteinfluss schützen.
Anmerkung: Den Dispensing Tip nicht zu fest anziehen, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann. Um eine dichte Verbindung zu garantieren, vergewissern Sie sich, dass das Gewinde frei von Restmaterial ist.
 2. Farbauswahl
Reinigen Sie den Zahn mit Bimstein und Wasser. Die Farbauswahl sollte vorrangig isoliert gemacht werden. Wählen Sie die passende Farbe aus den 16 Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE, A, B, C. Shades entsprechen den klassischen Vita® Farben. *Vita® ist ein registriertes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.



4. Bonding Anwendung
Für bonding G-ænial Universal Flo to enamel and/or dentine, use a light-cured bonding system such as G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND, GC Fuji Bond LC, UniFil® Bond. Follow manufacturer's instructions.
5. Platzieren von G-ænial Flo
1) Remove cover from the dispensing tip.
Note: Prior to syringe material into the cavity, make sure to check the following.
1. Dispensing tip is securely attached to the syringe.
2. Get possible air from the dispensing tip is removed by gently pushing forward the syringe plunger with the tip pointing upwards until material reaches the opening of the tip (Fig. 2).



- 2) Place the dispensing tip as close as possible to the prepared cavity, and slowly push the plunger to syringe material. Alternatively, dispense material onto a mixing pad and transfer to the cavity using a suitable instrument.
Note:
a. If plugged, remove the dispensing tip and extrude a small amount of material directly from the syringe.
b. Minimize exposure to ambient light. Ambient light can shorten the manipulation time.
c. After use, immediately remove and dispose of the dispensing tip and lightly close the syringe with the cap.

Clinical Hint
In order to inject effectively, use the surface tension of the material to ensure uniformity across the entire surface of the restoration during build up. Once the required amount has been injected, release the pressure on the plunger and withdraw the syringe in a direction perpendicular to the surface. This will allow the material to separate from the dispensing tip and provides a smooth surface over the restoration.

- 6. Light Curing**
Light cure the G-ænial Universal Flo using a light curing unit. Keep light guide as close as possible to the surface. Refer to the following chart for Irradiation Time and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure	
irradiation time	9 sec. (Plasma arc) (2000 mW/cm ²) 10 sec. (GC G-Light) (1200 mW/cm ²) 20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm ²)
Shade	2.0 mm
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	
A3.5, A4, B3, C3, BW, CV, A01, A02, A03	1.5 mm

- 7. Finishing and Polishing**
Finish and polish using standard techniques.

- SHADES**
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from high temperatures or direct sunlight.

PACKAGES
1. Syringe 3.4 g (2.0 mL), 20 dispensing tips (plastic type), 1 light protective cover.
Dispensing tip package:
2. 30 dispensing tips (plastic type), 2 light protective covers
3. 30 dispensing tips (needle type), 2 light protective covers

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. Do not mix with other similar products.
5. Dispensing tips are for single use only. To prevent cross contamination between patients, do not reuse the dispensing tip. The dispensing tip cannot be sterilized in an autoclave or pumice/air.

6. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.
7. Wear protective eye glasses during light curing.
8. When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of curing dust.
9. Avoid getting material on clothing.
10. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before light curing.
11. Do not use G-ænial Universal Flo in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-ænial Universal Flo from setting.
12. Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this may cause contamination of the paste.
13. Dispose of all wastes according to local regulations.
14. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue use of the product of refer to a physician.
15. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
<http://www.gceurope.com>
or for The Americas
<http://www.gcamerica.com>
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use clean device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERGE: Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered disinfection-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects: Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.
Last revised: 05/2020

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. **FR**

G-ænial™ Universal Flo


COMPOSITO FLUIDO UNIVERSSEL PHOTOPOLYMERISABLE RADIOPAQUE

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'utilisation.

- INDICATIONS - RECOMMANDATIONS**
1. Restauration directe de petite cavité de classe I, IV, III, II et V
 2. Scellement des fissures
 3. Scellement des zones hypersensibles
 4. Réparation des restaurations esthétiques directes et indirectes, couronnes et bridges temporaires, défauts marginaux lorsque les bords sont dans l'émail.
 5. Comblement de contre-dépouille
 6. Liner ou base

CONTRE-INDICATIONS
Éviter d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères ou polymères méthacrylates.

- Application**
1. Préparation
Tenez la seringue verticalement et retirez le capuchon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 2. Fixez rapidement et solidement l'embout de mélange à la seringue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - 3) Die Dispensierspitze durch die Lichtschutzhülse vor Lichteinfluss schützen.
Note: Prenez garde de ne pas trop serrer l'embout de mélange. Cela pourrait endommager la vis. Afin d'assurer une étroite connexion assurez-vous que le filetage ne contient pas de résidus de matériau.



2. Sélection de la teinte
Nettoyez la dent avec de la ponce et de l'eau. La sélection de la teinte doit se faire avant l'isolation de la dent. Sélectionnez la teinte appropriée parmi les 16 teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE.
Die Dispensierspitze durch die Lichtschutzhülse vor Lichteinfluss schützen.
Anmerkung: Den Dispensing Tip nicht zu fest anziehen, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann. Um eine dichte Verbindung zu garantieren, vergewissern Sie sich, dass das Gewinde frei von Restmaterial ist.
2. Farbauswahl
Reinigen Sie den Zahn mit Bimstein und Wasser. Die Farbauswahl sollte vorrangig isoliert gemacht werden. Wählen Sie die passende Farbe aus den 16 Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE, A, B, C. Shades entsprechen den klassischen Vita® Farben. *Vita® ist ein registriertes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.

3. Préparation de la cavité
Préparez la cavité en utilisant les techniques standards. Séchez doucement avec de l'air propre sans trace d'huile. Une digue en caoutchouc est recommandée pour isoler la dent préparée des risques de contamination par la salive, le sang et les fluides du sulcus.
3. Preparation de la cavité
Reinigen Sie den Zahn mit Bimstein und Wasser. Die Farbauswahl sollte vorrangig isoliert gemacht werden. Wählen Sie die passende Farbe aus den 16 Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE, A, B, C. Shades entsprechen den klassischen Vita® Farben. *Vita® ist ein registriertes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.

4. Collage
Pour coller G-ænial Universal Flo à l'émail et / ou à la dentine, utilisez un système de collage photopolymérisable tel que G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND, GC Fuji BOND LC ou UniFil® Bond. Respectez le mode d'emploi du fabricant.
4. Bonding Anwendung
Um für ein G-ænial Universal Flo Schmelz und/oder Dentin zu bonden, nutzen Sie ein lichthärtendes Bondingsystem wie G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND, GC Fuji Bond LC, UniFil® Bond benutzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.

5. Placement of G-ænial Universal Flo
1) Retirez le capuchon
Note: Avant d'utiliser le matériau, assurez-vous :
1. Que l'embout de distribution est bien attaché à la seringue.
2. De ne pas serrer l'air présent dans l'embout en poussant doucement le piston de la seringue au dessus du biseau jusqu'à ce que le matériau ait quitté l'ouverture (Fig. 2).



- 2) Placez l'embout le plus près possible de la cavité préparée et appuyez doucement sur le piston. Vous pouvez également extraire le matériau sur un bloc de mélange et le transférer dans la cavité avec un instrument adapté.
Note:
a. Si l'embout est bouché, retirez le pour extraire une petite quantité de matériau directement de la seringue.
b. Minimize l'exposition à la lumière. La lumière ambiante peut entraver le temps de manipulation.
c. After utilisation, retirez aussitôt l'embout de mélange et refermez hermétiquement avec le capuchon de la seringue.

Astuces cliniques
Pour injecter efficacement, utilisez la tension de surface du matériau afin d'assurer une uniformité sur la surface entière de la restauration au cours de la réalisation. Maintenez la pression sur le piston et relâchez la pression sur le piston et retirez la seringue en restant perpendiculaire à la surface. Cela permettra au matériau de se séparer de l'embout et d'offrir une surface lisse à la restauration.

6. Photopolymérisation
Photopolymérisez G-ænial Universal Flo avec une unité de photopolymérisation. Gardez l'embout lumineux le plus près possible de la surface.
Se référer au tableau des temps d'irradiation et des profondeurs de polymérisation.

Temps d'irradiation et profondeur de polymérisation	
Temps d'irradiation	(Arc à Plasma) 9 sec. (2000mW/cm ²) (GC G-Light) 10 sec. (1200mW/cm ²) (Halogen/LED) 20 sec. (700 mW/cm ²)
Teinte	2.0mm
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	
A3.5, A4, B3, C3, BW, CV, A01, A02, A03	1.5mm

- Note :
1. Le matériau doit être placé et photopolymériser par couches successives. En ce qui concerne l'épaisseur maximum des couches, consultez les tableaux.
2. Une intensité lumineuse plus faible peut entraîner une polymérisation insuffisante et une décoloration du matériau.

7. Finition et polissage
Selon les techniques standards.

TEINTES
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sec (4-25°C / 39,2-77,0°F).

CONDITIONNEMENT

1. Seringue 3,4 g (2,0 mL), 20 embouts applicateurs (type plastique), 1 couverture de protection lumineuse
2. 30 embouts applicateurs (type plastique), 2 couvertures de protection lumineuse.
3. 30 embouts applicateurs (type aiguille), 2 couvertures de protection lumineuse.

- PRECAUTIONS**
1. En cas de contact avec la peau ou les tissus oraux, retirez immédiatement avec une boudette de coton ou une éponge enduite d'alcool. Rincez à l'eau. Pour éviter tout contact, une digue en caoutchouc et/ou du beurre de cacao peuvent être utilisés pour isoler le champ opératoire de la peau et de la muqueuse orale.
 2. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
 3. Ne pas ingérer ce matériau.
 4. Ne jamais mélanger avec tout autre produit similaire.
 5. Pour d'éventuelles raisons d'hygiène, les embouts de mélange sont à usage unique. Pour prévenir le risque de contamination croisée entre patients, ne pas réutiliser les embouts de mélange. L'embout de mélange ne peut pas être stérilisé ni dans un autoclave ni dans une solution chimique.
 6. Portez des gants en plastique ou en caoutchouc pendant l'opération et évitez tout contact des couches de résine inhibée par l'air pour prévenir tout risque de sensibilité.
 7. Préférez vos yeux protégés par des lunettes de sécurité.
 8. Au moment du polissage du matériau polymérisé, utiliser un collecteur de poussière ou un masque pour éviter d'inhaler les résidus de matériau.
 9. Évitez toute projection sur les vêtements.
 10. En cas de contact avec des zones de la dent non concernées ou avec des appareils prothétiques, retirez avec un instrument, une éponge ou une boudette de coton avant la photopolymérisation.
 11. Ne pas utiliser G-ænial Universal Flo en combinaison avec des matériaux contenant de l'eugénol : cela pourra gêner sa prise.
 12. Ne pas nettoyer excessivement l'embout de mélange avec de l'alcool, cela pourrait contaminer la pâte.
 13. Respectez la législation locale sur les plus déchets.
 14. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
 15. Un équipement de protection individuelle (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
<http://www.gceurope.com>
ou pour l'amérique
<http://www.gcamerica.com>
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTIION:
Systèmes de distribution multi-usage : pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Désinfectez avec un produit de désinfection approprié, en sélectionnant le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif si est endommagé.
NE PAS IMMÉRGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assemblage et l'accumulation de contaminants.
Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Déclaration d'effets indésirables:
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ainsi qu'à notre système de vigilance interne : vigilance@gc.dental.
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 05/2020

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. **IT**

G-ænial™ Universal Flo

COMPOSITO FLUIDO UNIVERSALE, RADIOPAQUE, FOTOPOLIMERIZZABILE

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

- INDICAZIONI RACCOMANDATE**
1. Restauro diretti di cane di Classe et I, IV, III, II e V
 2. Come sigillante di fessure
 3. Per sigillare aree ipersensibili
 4. Per la riparazione di restauri (in) diretti estetici, corone e ponti provvisori.
 5. Riempimento di controspallina e i margini sono in smalto
 6. Per bloccare i sottosquadri
 7. Come sottofondo o base

CONTROINDICAZIONI
Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero o al polimero di metacrilato.

- Impiego**
1. Operazioni preliminari
Tener la siringa in posizione verticale e togliere il cappuccio ruotandola in senso antiorario.
 2. Fissare immediatamente la punta di erogazione sulla siringa ruotandola in senso orario
 - 3) Applicare il coperchio protettivo fino al momento dell'uso.
Note: Fare attenzione a non serrare eccessivamente la punta per evitare di danneggiare la filettatura. Per essere certi di fissare correttamente la punta, rimuovere tutto l'eventuale materiale residuo dalla filettatura.



2. Scelta del colore
Pulire il dente con pomice e acqua. Il colore dovrebbe essere scelto prima di procedere con l'isolamento. Scegliere il colore adatto tra i 16 colori A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE.
I colori A, B, C si basano sulla scala colore classica Vita®. *Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.
3. Preparazione della cavità
Preparare la cavità adottando le tecniche consuete. Assicurare delicatamente con aria priva di olio. Si raccomanda l'uso della diga di gomma per isolare il dente preparato ed evitare contaminazioni con la saliva, il sangue o il liquido del solco.
3. Preparation de la cavité
Reinigen Sie den Zahn mit Bimstein und Wasser. Die Farbauswahl sollte vorrangig isoliert gemacht werden. Wählen Sie die passende Farbe aus den 16 Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE, A, B, C. Shades entsprechen den klassischen Vita® Farben. *Vita® ist ein registriertes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.

4. Trattamento di adesione
Per l'adesione di G-ænial Universal Flo allo smalto e/o sulla dentina, si consiglia di utilizzare un adesivo fotopolimerizzabile come G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND, GC Fuji Bond LC, UniFil® Bond. Seguire le istruzioni del produttore.
4. Bonding Anwendung
Um für ein G-ænial Universal Flo Schmelz und/oder Dentin zu bonden, nutzen Sie ein lichthärtendes Bondingsystem wie G-Premio BOND, G-ænial Bond, G-BOND, GC Fuji Bond LC, UniFil® Bond benutzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.

5. Applicazione di G-ænial Universal Flo
1) Togliere il tappo dalla punta di erogazione.
Note: Prima di estrarre il materiale dalla siringa per applicarlo nella cavità, verificare quanto segue:
1. La punta di erogazione è stata ben fissata sulla siringa.
2. È stata tolta tutta l'eventuale aria presente nella punta di erogazione. Per eliminare l'aria spingere delicatamente in avanti lo stantuffo della siringa tenendo la punta rivolta verso l'alto finché il materiale arriva alla punta di erogazione (Figura. 2).



- 2) Avvicinare la punta di erogazione il più possibile alla cavità preparata e spingere lentamente lo stantuffo della siringa per appoggiare delicatamente la punta di erogazione alla superficie. In alternativa, estrarre il materiale su un buchetto di miscelazione e trasferirlo nella cavità utilizzando uno strumento idoneo.
Note:
a. Se la punta di erogazione è occlusa, rimuoverla ed estrarre una piccola quantità di materiale direttamente dalla siringa.
b. Minimizzare l'esposizione alla luce ambientale in quanto la luce naturale può ridurre il tempo di manipolazione.
c. Terminato l'uso, togliere e gettar via immediatamente la punta di erogazione, quindi richiudere la siringa con il cappuccio.

Scelta del clinico
Per iniettare il materiale efficacemente, sfruttare la tensione superficiale del materiale per garantire uniformità sull'intera superficie del restauro durante la stratificazione. Una volta iniettato tutto il materiale necessario, rilasciare la pressione applicata sullo stantuffo e allentare la pressione applicata perpendicolare alla superficie. In questo modo il materiale si stacca dalla punta di erogazione garantendo la formazione di una superficie liscia sul restauro.

6. Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare G-ænial Universal Flo utilizzando una lampada per fotopolimerizzazione. Tenere la guida del fotopolimerizzatore più vicina possibile alla superficie.
Rispettare i parametri di Tempo di irradiamento e Profondità efficace di indurimento riportati nel grafico che segue.

Tempo di irradiamento e Profondità efficace di indurimento	
Tempo di irraggiamento	9 sec. (arco Plasma) 2000 mW/cm ² 10 sec. (GC G-Light) (1200 mW/cm ²) 20 sec. (alogeno/LED) (700 mW/cm ²)
Colore	2.0 mm
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	
A3.5, A4, B3, C3, BW, CV, A01, A02, A03	1.5 mm

- Note :
1. Il materiale dovrebbe essere applicato e fotopolimerizzato in più strati. La tabella riportata sopra indica lo spessore massimo degli strati.
2. Se l'intensità della luce è inferiore a quanto indicato, l'indurimento potrebbe risultare insufficiente e il materiale potrebbe scolorirsi.

7. Finitura e lucidatura
Rifinire e lucidare secondo le tecniche consuete.

COLORI
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A01, A02, A03, BW, CV, JE, AE

CONSERVATION
Per garantire una resa ottimale, conservare il materiale in luogo fresco e buio (4-25°C / 39,2-77,0°F).

CONFEZIONI

1. Siringa da 3,4 g (2,0 mL), 20 punte di erogazione (plastica), 1 coperchio fotoprotettore
2. 30 punte di erogazione (plastica), 2 coperchi fotoprotettori
3. 30 punte di erogazione (ago), 2 coperchi fotoprotettori

- AVVERTENZE**
1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, rimuovere immediatamente il materiale con del cotone o una spugna imbevuta di alcol e sciacquare con acqua. Per evitare il contatto si può utilizzare una diga di gomma ed il burro di cacao per isolare il campo operativo dalla cute o dal tessuto orale.
 2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
 3. Evitare di ingerire questo materiale.
 4. Non mischiare con altri prodotti simili.
 5. Le punte di erogazione sono monouso. Non riutilizzare le punte di erogazione per evitare i rischi di contaminazione incrociata tra diversi pazienti. Le punte di erogazione non possono essere sterilizzate né in autoclave né chimicamente.
 6. Indossare guanti di plastica o gomma durante la manipolazione del prodotto in modo da evitare il contatto diretto con gli strati di resina inibiti all'aria e impedire così una eventuale sensibilizzazione.
 7. Indossare gli occhiali protettivi durante la fase di fotopolimerizzazione.
 8. Durante la lucidatura del materiale polimerizzato utilizzare un sistema di raccolta della polvere e indossare una mascherina protettiva per evitare di inalare la polvere di materiale.
 9. Evitare di rovesciare il materiale sugli indumenti.
 10. In caso di contatto accidentale con aree di denti naturali o protesi, rimuovere il prodotto con uno strumento, una spugna o del cotone prima di fotopolimerizzare.
 11. Evitare di usare G-ænial Universal Flo insieme a materiali contenenti eugenolo in quanto l'eugenolo potrebbe compromettere l'indurimento di G-ænial Universal Flo.
 12. Non usare quantità eccessive di alcol per pulire la punta di erogazione poiché ciò potrebbe causare un fenomeno di contaminazione delle parti.
 13. Tutti i materiali di scarto devono essere smaltiti secondo le normative locali.
 14. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Ove si verificassero simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
 15. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, mascherine facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti menzionati in questa nota si riferiscono nelle istruzioni d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
<http://www.gceurope.com>
o per le Americhe
<http://www.gcamerica.com>
Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFESTIONE:
SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello. Immediatamente dopo l'uso ispezionare se il dispositivo è intatto e privo di contaminanti. Gettare il dispositivo se danneggiato. **NON IMMERGERE.** Pulire con cura il dispositivo per prevenire l'assemblaggio e l'accumulo di contaminanti. Disinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di effetti indesiderati, di reazioni o di eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste istruzioni per l'uso, si prega di segnalare il prodotto attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando l'autorità competente del proprio paese accessibile attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en così come al nostro sistema di vigilanza interna : vigilance@gc.dental.
In questo modo si contribuirà a migliorare la sicurezza di questo prodotto.

Ultima versione: 05/2020

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso. **ES**

G-ænial™ Universal Flo

COMPOSITO FLUIDO UNIVERSAL FOTOPOLIMORIZABILE RADIOPAQUE

Para uso exclusivo de profesionales de la odontología en las aplicaciones recomendadas

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. NL

G-ænial™ Universal Flo

UNIVERSLEELICHTHARDENEDRADIOOPAKVLOEIENDEKOMPOSIT

Alleen te gebruiken in de vermeelde toepassingen door taakhelkundig gekwalificeerde.

VERMEELDE TOEPASSINGEN
1. Direct restauratiemateriaal voor caviteiten van klasse I, IV, III, II en V.
2. Afdichten van fissuren
3. Beschermen overgevoelige plekken
4. Reparatie van (indirecte esthetische restauraties, tijdelijke kronen en bruggen, defecte randen wanneer de randen in het glazuur liggen
5. Wegwerken van ondersnijdingen
6. Lijner of basis

CONTRA-INDICATIES
Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor methacrylat monomeer of methacrylat polymer.

Werking
1. Voorbereiding
1) Houde de spuit rechtop en verwijder de vleugelloze dop van de dopsonor te draaien.
2) Bevestig de dopsonor nauwkeurig op de schroefdraad achterblijft om te spuit door rechtsonm te draaien.
3) Plaats het lichtschermopje erop tot gebruik.




Opmerking:
Let op dat u de beschermend niet te stevig aandraait. Hierdoor kan de schroefdraad beschadigd raken.
Zorg dat er geen materiaal op de schroefdraad achterblijft om te waarborgen dat de dop stevig op de spuit blijft zitten.

2. Kleurkeuze
Reinig de tanden met pulmesteen en water. De kleur moet gekozen worden op de isolatie. Kies de kleur uit de 18 kleuren van A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.
3. Afdichten van fissuren
A. Vervul de A, B en C zijn gebaseerd op de Vita® Classical kleuringen.
* Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

4. Blandingbehandeling
Bereid de caviteit voor met een standaardtechniek. Blaas voorzichtig droog met olievruc lucht. Cofferdam wordt aanbevolen om de geprepareerde tand te isoleren en zo tegen verontreiniging door speeksel, bloed en ungsucvlode te beschermen.

Opmerking:
Gebruik calciumhydroxide voor een pulpaoverkapping.
5. Bodingbehandeling
Gebruik een lichthardend bondingsysteem zoals G-Prémio BOND, G-ænial Bond, G-OND, GC Fuji Bond LC of UniFil® Bond om G-ænial Universal Flo aan glazuur en/of dentine te hechten.
* Volg de instructies van de fabrikant.

6. Aanbrengen van G-ænial Universal Flo
1) Verwijder de beschermop van de doseertip.
Opmerking:
Controleer onderstaande punten voordat u materiaal in de caviteit spuit.
1. Doordat de lucht in de spuit bevestigd.
2. Eventuele lucht die nog in de doseertip kan zitten, wordt verwijderd door de zuiger van de spuit zachter te drukken en trek de u de spuit terug, terwijl u de spuit toedraait tot de opening van de tip bereikt (Fig. 2).



2) Plaats de doseertip zo dicht mogelijk bij de geprepareerde caviteit en houd de zuiger langzaam naar het materiaal in de spuit. Een andere mogelijkheid is om het materiaal op een mengblok te doen en het met een geschikt instrument in de caviteit van de tand te brengen.
Opmerking:
a. Als de spuit verstopt zit, verwijder dan de doseertip en knijp een kleine hoeveelheid materiaal uit de spuit.
b. Beperk blootstelling aan omgevingslicht tot een minimum.
Omgevingslicht kan de verwerkingstijd korter maken.
c. Verwijder de doseertip onmiddellijk na gebruik en gooi hem weg.
Bevestig de vleugelloze dop stevig op de spuit.

7. Lyshardening
Lyshard G-ænial Universal Flo met een handremlamp. Hold lichtschermopje dicht bij het materiaal. De maximale lamp afstand wordt aangegeven op het etiket. Het is belangrijk dat de handremlamp een effectieve uithardingsdiepte.

Belichtingsintensiteit effectieve uithardingsdiepte

Belichtingsijd	9 sec. (PlasmaBeam) (2000 mW/cm²)	10 sec. (GC G-Light) (1200 mW/cm²)	20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)
Kleur	A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2.0mm	
A3.5, A4, B3, CB, BV, AO1, AO2, AO3	1.5mm		

6. Lichtharding
Belicht G-ænial Universal Flo met een composietlamp. Houde lichtschermopje dicht bij het materiaal. De maximale lamp afstand wordt aangegeven op het etiket. Het is belangrijk dat de handremlamp een effectieve uithardingsdiepte.

Belichtingsintensiteit effectieve uithardingsdiepte

Belichtingsijd	9 sec. (PlasmaBeam) (2000 mW/cm²)	10 sec. (GC G-Light) (1200 mW/cm²)	20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)
Kleur	A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2.0mm	
A3.5, A4, B3, CB, BV, AO1, AO2, AO3	1.5mm		

OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C).

VERPAKKNING
Spuit 3,4 g (2,0 ml), 20 doseertips (plastic), 1 lichtschermopje
Doseertipverpakking:
30 doseertips (plastic), 2 lichtschermopjes
30 doseertips (naast), 2 lichtschermopjes

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een waterpompje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan cofferdam en/of caacabouter gebruikt worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel in de gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een doseertip slechts eenmaal om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
7. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
8. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
9. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
10. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
11. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
12. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
13. Voorkom inslikken van het materiaal.
14. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
15. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
16. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
17. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
18. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
19. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
20. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

KLIEUEN
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

OPMERKING
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C).

VERPAKKNING
Spuit 3,4 g (2,0 ml), 20 doseertips (plastic), 1 lichtschermopje
Doseertipverpakking:
30 doseertips (plastic), 2 lichtschermopjes
30 doseertips (naast), 2 lichtschermopjes

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een waterpompje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan cofferdam en/of caacabouter gebruikt worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel in de gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een doseertip slechts eenmaal om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
7. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
8. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
9. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
10. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
11. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
12. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
13. Voorkom inslikken van het materiaal.
14. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
15. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
16. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
17. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
18. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
19. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
20. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

KLIEUEN
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

OPMERKING
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C).

VERPAKKNING
Spuit 3,4 g (2,0 ml), 20 doseertips (plastic), 1 lichtschermopje
Doseertipverpakking:
30 doseertips (plastic), 2 lichtschermopjes
30 doseertips (naast), 2 lichtschermopjes

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een waterpompje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan cofferdam en/of caacabouter gebruikt worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel in de gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een doseertip slechts eenmaal om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
7. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
8. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
9. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
10. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
11. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
12. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
13. Voorkom inslikken van het materiaal.
14. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
15. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
16. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
17. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
18. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
19. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
20. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

KLIEUEN
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

OPMERKING
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C).

VERPAKKNING
Spuit 3,4 g (2,0 ml), 20 doseertips (plastic), 1 lichtschermopje
Doseertipverpakking:
30 doseertips (plastic), 2 lichtschermopjes
30 doseertips (naast), 2 lichtschermopjes

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een waterpompje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan cofferdam en/of caacabouter gebruikt worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel in de gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een doseertip slechts eenmaal om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
7. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
8. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
9. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
10. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
11. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
12. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
13. Voorkom inslikken van het materiaal.
14. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
15. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
16. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
17. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
18. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
19. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
20. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

KLIEUEN
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

OPMERKING
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C).

VERPAKKNING
Spuit 3,4 g (2,0 ml), 20 doseertips (plastic), 1 lichtschermopje
Doseertipverpakking:
30 doseertips (plastic), 2 lichtschermopjes
30 doseertips (naast), 2 lichtschermopjes

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een waterpompje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan cofferdam en/of caacabouter gebruikt worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel in de gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een doseertip slechts eenmaal om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
7. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
8. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
9. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
10. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
11. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
12. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
13. Voorkom inslikken van het materiaal.
14. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
15. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
16. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
17. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
18. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
19. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
20. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

KLIEUEN
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

OPMERKING
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C).

VERPAKKNING
Spuit 3,4 g (2,0 ml), 20 doseertips (plastic), 1 lichtschermopje
Doseertipverpakking:
30 doseertips (plastic), 2 lichtschermopjes
30 doseertips (naast), 2 lichtschermopjes

LET OP
1. In geval van contact met het mondweefsel of de huid, onmiddellijk verwijderen met een waterpompje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen, kan cofferdam en/of caacabouter gebruikt worden om het werkgebied te isoleren van de huid of het mondweefsel in de gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
3. Voorkom inslikken van het materiaal.
4. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
5. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een doseertip slechts eenmaal om kruisbesmetting te voorkomen.
6. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
7. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
8. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
9. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
10. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
11. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
12. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
13. Voorkom inslikken van het materiaal.
14. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
15. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
16. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
17. Veeg de doseertip niet schoon met een grote hoeveelheid alcohol, omdat dit de pasta kan verontreinigen.
18. Niet mengen met andere vergelijkbare producten.
19. De doseertips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
20. Gebruik een stofzuigstelsel om het materiaal te verwijderen met een goede toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

KLIEUEN
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

Lees bruksanvisningen omhyggeligt igenfort fore anvandning. DA

G-ænial™ Universal Flo

UNIVERSAL LYSHARDEDE FLYDENDE RADIOOPAKVED KOMPOSIT

Udelukkende til benyttelse af tandlæger i beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
1. Direkte fyldninger for Klasse I, IV, III, II og V kaviteter.
2. Fissur foresejling.
3. Behandling af hypersensitivt område.
4. Reparation af direkte estetikke restaurationer, temperare kroner & broer, defekt emaljè ved fyldningsgrænser.
5. Fyldning ved underskær.
6. Lijner eller base

KONTRAIKDIKATIONER
Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor methakrylat monomer eller methakrylat polymer.

BRUGSANVISNING
1. Preparation
1) Hold sprøjten lodret og fjern skruelåget ved at dreje imod uret.
2) Pæsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje med uret.
3) Monter sprøjtespidsenheden indtil sprøjten skal anvendes.
Note:
Pæs på ikke at sætte appliceringskanylen for fast. Dette kan ødelægge skruelingen. For at sikre en tæt kontakt er det vigtigt at sprøjten holdes fri fra overskydende materiale.




2. Farve valg
Fargvul tanden med pimsten og vand. Fargvul bar finde sted inden afpudsning. Vælg den rette farve fra 16 nuancer af A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE. A, B, C farverne er baseret på Vita® klassiske farve skala. Vita® er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

3. Præparation af kaviteten
Præparer ved anvendelse af standard teknik. Tarsing ved at blæse forsigtigt med oliefruc luft. Cofferdam anbefales for isolering den præpareret tand på kontaminering med spyt, blod eller salucus væske.

4. Blandingbehandling
Bereid de cavitet for med et standardteknik. Blæs forsigtigt droog med olievruc luft. Cofferdam wordt aanbevolen om de geprepareerde tand te isoleren en zo tegen verontreiniging door speeksel, bloed en ungsucvlode te beschermen.

Opmerking:
Gebruik calciumhydroxide voor een pulpaoverkapping.
5. Bodingbehandling
For bonding af G-ænial Universal Flo til tandstruktur, anvendes et alsøderende bondingsystem, eksempelvis G-Prémio BOND, G-ænial Bond, G-BOND, GC Fuji Bond, UniFil® Bond. Følg venligst produktens bruksanvisning.

6. Lyshardening
Lyshard G-ænial Universal Flo med et håndremlamp. Hold lyschermopje tæt på materialet. Den maksimale lamp afstand er angivet på etiketten. Det er vigtigt at lampen udsender en effektiv uithardingsdybde.



Note:
Følg for materialet appliceres, sørg for at tjekke følgende.
1. Appliceringskanylen sidder fast på sprøjten.
2. For at fjerne luft fra sprøjten, trykkes kanylen forsigtigt mod materialet.
3. Når materialet kommer ud af spidsen (Fig. 2).

2) Placer sprøjtespidsen så tæt på kaviteten som muligt og indlæs med det relevante materiale.
Alternativt, tryk materialet ud på en blændeblok og overfør det derefter til kaviteten med et passende instrument.
Note:
A. Ved stopstøpsel, fjern spidsen og doser direkte fra sprøjten.
B. Minimer kontakten med omgivende lys. Lys kan forkorte arbejdstid.
C. Efter afslutning fjernes sprøjtespidsen og sprøjten påsættes skruelåg.

7. For optimal applicering
For at kunne opnå det bedste resultat, anvendes materialet overfladespænding under opbygningen for at opnå et ensartet resultat på hele overfladen af fyldningen. Så snart den nødvendige mængde materiale er injiceret, tages trykket fra stemplet og sprøjten fjernes vinkelret fra overfladen. Dette får materialet til at separate fra sprøjtespidsen og lægge sig som en jævnt overflade på restorationen.

8. Lyshardning
Lyshard G-ænial Universal Flo med et håndremlamp. Hold lyschermopje tæt på materialet. Den maksimale lamp afstand er angivet på etiketten. Det er vigtigt at lampen udsender en effektiv uithardingsdybde.

Polymerisationsstid og effektiv dybde på hardning

Hardetid	9 sec. (Plasma Beam) (2000 mW/cm²)	10 sec. (GC G-Light) (1200 mW/cm²)	20 sec. (Halogen/LED) (700 mW/cm²)
Farve	A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2,0mm	
A3.5, A4, B3, CB, BV, AO1, AO2, AO3	1,5mm		

Note:
1. Materialet skal appliceres samt lyshardes i lag. For maximum lag tykkelse, se tabellen ovenfor.
2. lav lys intensitet kan forårsage forskellig polyemisation af materialet, eller muligvis senere misfarvning af materialet.

FAVRE
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO1, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE.

OPBEVARENING
For optimal ydeevne af materialet, opbevaring på et koldt og mørkt sted (4-25°C / 39,2-77,0°F) hold væk fra høje temperaturer og direkte sollys.

PACKAGES
1. Sprøjte 3,4 g (2,0 ml), 20 sprøjtespidser (plastic).
2. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
3. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
4. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
5. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
6. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
7. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
8. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
9. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
10. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
11. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
12. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
13. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
14. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
15. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
16. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
17. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
18. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
19. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
20. 1 tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv. fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.

BEMÆRK
1. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
2. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
3. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
4. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
5. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
6. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
7. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
8. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
9. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
10. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
11. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
12. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
13. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
14. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
15. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
16. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
17. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
18. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller svamp med alkohol. Der skyles grundigt efter med vand.
19. I tilfælde af hudkontakt eller kontakt med oralt væv, fjernes materialet med vatpindel eller sv